

# DISH

CON Y SIN MEMBRANA

**PARA PROLAPSO DE 1er Y 2do GRADO**

El Pesario **Dish** es un dispositivo confeccionado de 100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo significativas. Fácil de insertar, remover y limpiar, fabricados en USA, aprobados por la FDA.



#### DISH

CÓDIGO	#	CM
DSH50	#1	5.00
DSH55	#2	5.50
DSH60	#3	6.00
DSH65	#4	6.50
DSH70	#5	7.00
DSH75	#6	7.50
DSH80	#7	8.00
DSH85	#8	8.50

*Pesario Dish en forma de plato, disponible con o sin membrana de soporte, con orificios para permitir el drenaje. La membrana flexible del plato apoya y eleva un cistocele reducido.*



#### DISH CON MEMBRANA

CÓDIGO	#	CM
DSH50S	#1	5.00
DSH55S	#2	5.50
DSH60S	#3	6.00
DSH65S	#4	6.50
DSH70S	#5	7.00
DSH75S	#6	7.50
DSH80S	#7	8.00
DSH85S	#8	8.50

**Indicaciones:** *Indicado en Incontinencia por estrés en union con un prolapso de 1er y 2do grado, o un cistocele reducido.*

