



Referencia	Descripción
DM71110-02INS	GRAVES ESPECULO VAGINAL 95X35 CM MEDIANO
DM71110-03INS	GRAVES ESPECULO VAGINAL 115X35 CM LARGO

#### CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTAL:

Espéculo teflonado, boca de 4cm que otorga mayor campo visual, con “tubo evacuador de humo” que facilita la colocación de tubería. Fabricado en Alemania con Acero de “alta pureza” y recubierto en “teflón” (no pintado), lo que impide perder la no conductividad fácilmente.

Indicado para procedimientos de LLETZ (Large Loop Excision Transformation Zone), LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure) y Biopsias. Producto NO estéril. Indicado para ser esterilizado en ETO y Autoclave.

- Marca: Dolphin Medical
- Fabricación: alemana
- Garantía: 2 años

