

RING

CON Y SIN MEMBRANA

PARA PROLAPSO DE 1ER Y 2DO GRADO

El Pesario *Ring con y sin membrana* es un dispositivo confeccionado de 100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo significativas. Fácil de insertar, remover y limpiar, fabricados en USA, aprobados por la FDA.



RING

Código	#	CM
R1.75	#0	4.45
R2.00	#1	5.08
R2.25	#2	5.72
R2.50	#3	6.35
R2.75	#4	7.00
R3.00	#5	7.62
R3.25	#6	8.25
R3.50	#7	8.90
R3.75	#8	9.52
R4.00	#9	10.15



RING CON MEMBRANA

Código	#	CM
R1.75	#0	4.45
R2.00	#1	5.08
R2.25	#2	5.72
R2.50	#3	6.35
R2.75	#4	7.00
R3.00	#5	7.62
R3.25	#6	8.25
R3.50	#7	8.90
R3.75	#8	9.52
R4.00	#9	10.15

Anillo redondo flexible con muesca que facilita la colocación. Ayuda a sostener la uretra y el cuello de la vejiga. La membrana entrega apoyo adicional para un "CISTOCELE".

Indicaciones: Útil para un prolapso uterino reducido de segundo grado, asociado con un cistocele menor.

