

RING CON SOPORTE

CON Y SIN MEMBRANA

PARA PROLAPSO DE 1ER Y 2DO GRADO

El Pesario **Ring con Soporte con y sin membrana** es un dispositivo confeccionado de 100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo significativas. Fácil de insertar, remover y limpiar, fabricados en USA, aprobados por la FDA.



SIN MEMBRANA



CÓDIGO	#	CM
RK1.75	#0	4.45
RK2.00	#1	5.08
RK2.25	#2	5.72
RK2.50	#3	6.35
RK2.75	#4	7.00
RK3.00	#5	7.62
RK3.25	#6	8.25
RK3.50	#7	8.90

El Pesario RING CON SOPORTE tiene las mismas indicaciones que el pesario RING y también puede aliviar la incontinencia urinaria de esfuerzo.

CON MEMBRANA



CÓDIGO	#	CM
RK1.75S	#0	4.45
RK2.00S	#1	5.08
RK2.25S	#2	5.72
RK2.50S	#3	6.35
RK2.75S	#4	7.00
RK3.00S	#5	7.62
RK3.25S	#6	8.25
RK3.50S	#7	8.90

Indicaciones: Útil para un prolapso uterino reducido de segundo grado, asociado con un cistocele menor.

