

Producto Libre de Látex y  
Ftalatos

ASPIRADOR

**AMEU**<sup>®</sup>



Aspirador Ameu es una Marca registrada de Dolphin Medical S.P.A





Dolphin Medical

[www.dolphinmedical.com](http://www.dolphinmedical.com)

# ¿QUÉ ES **AMEU**?

La aspiración manual endouterina es un procedimiento médico simple, eficaz y seguro para la evacuación uterina en el tratamiento de un **aborto incompleto y para la biopsia endometrial**.

**El ASPIRADOR AMEU** es un catéter especialmente desarrollado para el método de aspiración manual endouterina (**AMEU**) y biopsia de endometrio.



## ¿CÓMO FUNCIONA?

Funciona mediante un sencillo mecanismo de aspiración, el cual tiene alta potencia debido al diseño del conjunto cuerpo-pistón, 60cc, mediante cánulas flexibles o semirrígidas de diferentes diámetros (de 4mm a 12mm).

## INDICACIÓN DE USO

Está indicado para la evacuación uterina, aspiración uterina en obstetricia y procedimientos ginecológicos.


## USOS

- Legrado por succión.
- Succionar la cavidad uterina.
- Obtención de biopsias de endometrio.
- Tratamiento de hemorragias uterinas anormales.
- Tratamiento del aborto incompleto.
- Tratamiento del aborto espontáneo.
- Tratamiento de un aborto con medicamentos fallido.
- Tratamiento de un aborto espontáneo perdido.
- Interrupción de un embarazo molar.
- Tratamiento de la endometritis crónica.

# CARACTERÍSTICAS

- Presentado en embalaje individual de papel de grado quirúrgico.vv
- Volumen: 60 ml
- Vacío: 609.6-660.4mm / Hg
- **Libre de látex y ftalatos**
- Individualmente envasados y esterilizados en OE
- Se adapta perfectamente a los catéter flexibles de 4 hasta 12mm.

Estudios científicos demuestran la superioridad sobre el curetaje instrumental, con menores riesgos de perforación y lesiones, además de disminuir el empleo de medicamentos, reduciendo también la permanencia hospitalaria.



Código	Descripción Producto	Presentación
209 05	Jeringa Aspirador Ameu	Unitario
208 04	Cánula Flexible 4mm	Unitario
208 05	Cánula Flexible 5mm	Unitario
208 06	Cánula Flexible 6mm	Unitario
208 07	Cánula Flexible 7mm	Unitario
208 08	Cánula Flexible 8mm	Unitario
208 09	Cánula Flexible 9mm	Unitario
208 10	Cánula Flexible 10mm	Unitario
208 12	Cánula Flexible 12mm	Unitario
209 04 12	Kit Aspirador Ameu	Unitario



Producto libre de  
Látex de caucho natural



Producto libre de Ftalatos



# ADAPTADORES

- Adaptador azul: Cánulas tamaño 3-4-5-6.
- Adaptador café claro: Cánula tamaño 7.
- Adaptador blanco: Cánula tamaño 8.
- Adaptador café oscuro: Cánula tamaño 9.
- Adaptador verde: Cánula tamaño 10.
- La cánula tamaño 12 se ajusta directamente al Aspirador AMEU.



## CÁNULAS

- La longitud total es de 22 cm.
- Superficie lisa del catéter.
- Punta redondeada.
- Empaquetado individualmente en envase bilaminado de fácil apertura.
- Opciones de diámetro de 3-12 mm.
- Códigos de colores coincidentes para el adaptador para facilitar el emparejamiento (cuando sea necesario).

## ACCESORIOS


- Tuvo de silicona o lubricante para anillo de goma
- Anillo de goma
- Sello de seguridad






# Dolphin Medical

## **BOLIVIA**


 Clotilde Velasco 4760  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

 (591-3) 342 2120

 [ventasdmb@dolphinmedical.com](mailto:ventasdmb@dolphinmedical.com)

## **CHILE**


 Callao 2970 Of. 806  
Las Condes - Santiago - Chile

 (56 2) 2952 0165

 [ventas@dolphinmedical.com](mailto:ventas@dolphinmedical.com)

## **COLOMBIA**


 Cra 67 No 167-61 Of 607  
Bogotá - Colombia

 (57 1) 31 3412 3620

 [ventasdmc@dolphinmedical.com](mailto:ventasdmc@dolphinmedical.com)

## **PERÚ**

 Arica 655 Int 404  
Distrito Miraflores - Lima - Perú

 (51) 9 4027 5805

 [ventasdmp@dolphinmedical.com](mailto:ventasdmp@dolphinmedical.com)

[www.dolphinmedical.com](http://www.dolphinmedical.com)