



LIFEDOP® 250R

— PARA INDICACIÓN DE FRECUENCIA CARDÍACA —

CON BATERÍA RECARGABLE

LifeDop® 250R

Doppler de mano con funciones completas y pantalla grande para indicación de la frecuencia cardíaca. Acepta todas las sondas **LifeDop®** no direccionales.



2 MHz.

- Este haz de gran angular está optimizado para la penetración profunda para el embarazo a término y pacientes más grandes.



3 MHz.

- Una sonda obstétrica de haz gran angular de uso general para la detección precoz del latido fetal.



8MHz.

- Esta sonda vascular tiene un haz angosto para detectar el flujo sanguíneo en las venas y las arterias.





CON BATERÍA RECARGABLE

ÚNICO

2 MHz.

A prueba de Agua

- Esta sonda obstétrica es resistente al agua y está diseñada para el parto asistido con agua y la entrega aplicaciones.



ÚNICO

EchoHeart

5 MHz Transvaginal

La primera sonda Doppler fetal transvaginal en el mundo.

- Determine los latidos cardíacos fetales sin programar un examen de imágenes adicional
- Detección temprana, incluso para obesos o pacientes con útero retrovertido
- Perfecto para embarazos de alto riesgo cuando se requieren exámenes múltiples



Bolso

- Cómodo bolso para el almacenamiento del equipo Doppler 250R. Brinda mayor seguridad y protección.



BOLIVIA

- Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
- (591-3) 342 2120
- ventasdmb@dolphinmedical.com
- www.dolphinmedical.com

CHILE

- Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile
- (+56) 2 2952 0165
- ventas@dolphinmedical.com
- www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

- Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia
- (+57 1) 31 3412 3620
- ventasdmc@dolphinmedical.com
- www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGINEQ-11062018-REV-001