



Para el tratamiento eficaz de trastornos comunes de la piel

El **UltraFreeze**, liviano y compacto, es un sistema portátil de criocirugía con nitrógeno líquido, fácil de utilizar, ideal para la mayoría de los procedimientos dermatológicos en el consultorio.

El mango ergonómico ofrece comodidad y control.

Completamente auto contenido, el sistema distribuye el aerosol en forma controlada sobre el tejido a tratar.

El UltraFreeze se suministra con un surtido de conectores Luer Lock, con punta cerrada o con orificios abiertos, que se acoplan fácilmente. Para usar el sistema requiere un recipiente Dewar con nitrógeno líquido

SISTEMA DE CRIOCIRUGÍA PORTÁTIL



Surtido de conectores Luer Lock y puntas.



AccuShield
(Plato rehusable de 6 aperturas)

BOLIVIA

 Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
 (591-3) 342 2120
 ventasdbm@dolphinmedical.com
 www.dolphinmedical.com

CHILE

 Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile
 (+56) 2 2952 0165
 ventas@dolphinmedical.com
 www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

 Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia
 (+57 1) 8052 464 / (+57 1) 317 893 8018
 ventasdmc@dolphinmedical.com
 www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical