

MANIPULADOR UTERINO

MANIPULADOR / INYECTOR

El **Manipulador e Inyector Uterino Dolphin** es un dispositivo simple, seguro y efectivo para el diagnóstico de laparoscopia diagnóstica, mini laparotomía, exámenes de fertilidad y salpingoplastia. También ayuda al sellado del orificio cervical al inflar el balón con aire o un medio líquido.

El uso del manipulador está indicado en laparoscopia diagnóstica, minilaparotomía, exámenes de fertilidad y procedimientos salpingoplásticos donde se requiere la manipulación del útero.

Características Técnicas:

- Presentado en embalaje individual de papel de grado quirúrgico.
- Libre de Látex
- Individualmente envasados y esterilizados
- Estéril en Oxido de Etileno (OE)
- Medida 33,7cm

Incluye una **jeringa estéril** con la cual debe inflar el balón, antes de la manipulación es esencial para evitar cualquier trauma del útero.



Código	Descripción Producto	Medidas
DMUMI	MANIPULADOR UTERINO DOLPHIN	33,7cm

BOLIVIA

- Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
- (59 1) 3 342 2120 - (59 1) 7 213 3393
- ventasdmb@dolphinmedical.com
- www.dolphinmedical.com

CHILE

- Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile
- (+56) 2 2952 0165
- ventas@dolphinmedical.com
- www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

- Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia
- (57 1) 8052 464 - (57) 317 893 8018
- ventasdmc@dolphinmedical.com
- www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical