



Dolphin Medical



**KIT**  
*TROCAR*  
**OPTCLA**  
de Mindray

# KIT TROCAR OPTCLA



## PUNTA DIVULSIONANTE

El Trocar **Optcla punta divulsionante** atraumática, con aleta estabilizadora, permite el acceso sin provocar injuria en el tejido. Cánula anillada transparente. Su cabezal con doble membrana evita el escape de gas.



### Ergonomía excepcional

- El diseño ergonómico ofrece mayor comodidad y mejor control.
- Minimiza el riesgo de lesiones accidentales.



### Protector único

- Ayuda a evitar que el aplicador de clips dañe el sello.
- Reduce la resistencia de movimiento al máximo nivel.




### Sello universal

- Cambie libremente los instrumentos entre 10,5 mm y 5 mm con un cierre fiable.



### Tapa de sello desmontable

- La tapa del sello se puede bajar para la conveniencia de recuperar tejido grande.



### Cánula Anillada Transparente

evita que la cánula se deslice entre el intercambio de los instrumentos

### Punta Divulsionante

texto explicativo de la punta del trocar



Código	Descripción Producto	Presentación
121-01925	Kit Trocar Divulsionante / Contiene: - 4 Trocares - 1 Aguja de Verres - 1 Bolsa Extractora de Espécimen	Caja x 6 Unid



# KIT TROCAR OPTCLA



## ÓPTICO

El Trocar **Optcla Óptico**. Textos explicativo del kit trocar óptico.



### **Ergonomía excepcional**

- El diseño ergonómico ofrece mayor comodidad y mejor control.
- Minimiza el riesgo de lesiones accidentales.



### **Protector único**

- Ayuda a evitar que el aplicador de clips dañe el sello.
- Reduce la resistencia de movimiento al máximo nivel.



### **Sello universal**

- Cambie libremente los instrumentos entre 10,5 mm y 5 mm con un cierre fiable.



### **Tapa de sello desmontable**

- La tapa del sello se puede bajar para la conveniencia de recuperar tejido grande.



**Cánula Anillada  
Transparente**  
Antideslizante

**Punta Divulsionante**  
texto explicativo de la  
punta del trocar



Código	Descripción Producto	Presentación
121-81615	Kit Trocar Óptico / Contiene: - 4 Trocares - 1 Aguja de Verres - 1 Bolsa Extractora de Espécimen	Caja x 6 Unid





# Dolphin Medical

## **BOLIVIA**

---

-  Clotilde Velasco 4760  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
-  (591-3) 342 2120
-  [ventasdmb@dolphinmedical.com](mailto:ventasdmb@dolphinmedical.com)
-  [www.dolphinmedical.com](http://www.dolphinmedical.com)



## **CHILE**

---

-  Callao 2970 Of. 806  
Las Condes - Santiago - Chile
-  (56 2) 2952 0165
-  [ventas@dolphinmedical.com](mailto:ventas@dolphinmedical.com)
-  [www.dolphinmedical.com](http://www.dolphinmedical.com)

## **COLOMBIA**

---

-  Cra 67 No 167-61 Of 607  
Bogotá - Colombia
-  (57 1) 31 3412 3620
-  [ventasdmc@dolphinmedical.com](mailto:ventasdmc@dolphinmedical.com)
-  [www.dolphinmedical.com](http://www.dolphinmedical.com)

## **PERÚ**

---

-  Arica 655 Int 404  
Distrito Miraflores - Lima - Perú
-  (51) 9 4027 5805
-  [ventasdmp@dolphinmedical.com](mailto:ventasdmp@dolphinmedical.com)
-  [www.dolphinmedical.com](http://www.dolphinmedical.com)