



# VAGIWELL

Dilatadores vaginales para el uso clínico y doméstico

Los dilatadores **Vagiwell** han sido diseñados por mujeres para mujeres que desean ejercitar el piso pélvico por sí mismas. Están indicados para todas las pacientes que requieren un ensanchamiento vaginal, en el caso de Vaginismo, el objetivo principal es considerarlos como un dispositivo que permita la desensibilización del canal vaginal con ejercicios para la introducción de un objeto en la vagina, mediante una asesoría médica.

## TABLA DE TAMAÑOS Y MEDIDAS

Tamaño	Color	Diámetro A/B	Longitud C
T.1	Azul claro	12/14 mm	122 mm
T.2	Menta	16/18 mm	135 mm
T.3	Violeta	20/22 mm	150 mm
T.4	Rosado	24/26 mm	163 mm
T.5	Beige	28/30 mm	177 mm

### Características:

- Dilatadores vaginales de silicona de grado médico suave.
- Flexible, livianos y discretos.
- Ergonómicos.

### Indicaciones:

- Post-parto, en el caso de haber realizado Episiotomía.
- Post-parto, en el caso de haber Desgarro perianal.
- Después de un tratamiento oncológico prolongado con radiación o quimioterapia.
- Post-quirúrgico, para intervenciones ginecológicas con estrechamiento vaginal y retracción cicatricial.
- Vaginismo.
- Post-quirúrgico para cambio de sexo de hombre a mujer.
- Dolor durante exploraciones ginecológicas.
- Dolor durante la introducción de tampones.

### Contenido:

- Dilatadores Vagiwell (3 a 5 según Set)
- Gel Animé, lubricante íntimo (50 ml)

### Sets Disponibles Dilatadores Vagiwell®



### BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

### CHILE

Callao 2970 Of. 806  
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

### COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607  
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

### PERÚ

Arica 655 Int 404  
Distrito Miraflores - Lima - Perú

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-2611 2019-REV-001