



este producto no fue
hecho con látex de
caucho natural



CÁNULA **SIGNAT** YANKAUER

INSTRUMENTO DE ASPIRACIÓN

Este dispositivo de aspiración está indicado para evacuar los fluidos o desechos durante las cirugías abiertas. El control de encendido/apagado o el conducto de ventilación abierto proporcionan al médico un mejor control de la aspiración mediante la variación de la velocidad o presión de la aspiración.



Producto de un solo uso, esterilizado con ETO y marca CE.

Código	Descripción Producto	Presentación
DMP111003	Punta corona sin ventana	Unidad
DMP111004	Punta corona con ventana	Unidad
DMP111011	Flexible con ventana	Unidad

BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

PERÚ

Arica 655 Int 404
Distrito Miraflores - Lima - Perú

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-26112019-REV-001