



# DISECTOR MARYLAND



este producto no fue  
hecho con látex de  
caucho natural



## DISECTOR LAPAROSCÓPICO

**Disector Maryland** desechable de punta afilada curvada y completamente aisladas.  
 Diseño de tijera único, asegura un corte y disección preciso.  
 La estructura completamente aislada minimiza el daño innecesario a los tejidos adyacentes

- Largo de la hoja: 16.5mm
- Movimiento de mandíbula fácil y preciso y máxima apertura.
- Liviano, menos de 90g
- Estéril en Óxido de Etileno.

Disector "Maryland" Laparoscópica, mango con diseño ergonómico.

Conector de cable Monopolar  
en la parte trasera del mango

Rueda giratoria permite  
la rotación del eje en 360°

Mango ergonómico  
aumenta la comodidad  
durante la cirugía





Fácil y preciso movimiento  
de la mandíbula y máxima  
apertura.

Disector Maryland es de Optcla una empresa Mindray.

Código	Descripción	Medida
302-802	Disector Maryland Optcla	5mm x 33cm

### BOLIVIA

 Clotilde Velasco 4760  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia


 (591-3) 342 2120

 ventasmb@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com

### CHILE


 Callao 2970 Of. 806  
Las Condes - Santiago - Chile


 (56 2) 2952 0165

 ventas@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com

### COLOMBIA

 Cra 67 No 167-61 Of 607  
Bogotá - Colombia


 (57 1) 31 3412 3620

 ventasdmc@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com

### PERÚ

 Arica 655 Int 404  
Distrito Miraflores - Lima - Perú

 (51) 9 4027 5805

 ventasdmp@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical