



GRASPER CLINCH



este producto no fue
hecho con látex de
caucho natural



GRASPER LAPAROSCÓPICO

Instrumento laparoscópico de un solo uso Modelo "Clinch", punta atraumática, está diseñado, para ser usado en Cirugías endoscópicas generales, urológicas, ginecológicas, torácica y cualquiera otra cirugía que requiera de un instrumento para la sujeción y/o agarre temporal de tejidos.

Esteril en Óxido de Etileno.

El Grasper "Clinch" Laparoscópico, mango con diseño ergonómico.



Conector de cable Monopolar en la parte trasera del mango

Rueda giratoria permite la rotación del eje en 360°

Mecanismo de Agarre encendido/Apagado

Mango ergonómico aumenta la comodidad durante la cirugía





Fácil y preciso movimiento de la mandíbula y máxima apertura.

Grasper Clinch es de Optcla una empresa Mindray.

Código	Descripción	Medida
302-823	Grasper Clinch Optcla	5mm x 33cm

BOLIVIA


 Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia


 (591-3) 342 2120

 ventasdmdb@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com

CHILE

 Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile


 (56 2) 2952 0165

 ventas@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

 Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia


 (57 1) 31 3412 3620

 ventasdmc@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com

PERÚ

 Arica 655 Int 404
Distrito Miraflores - Lima - Perú

 (51) 9 4027 5805

 ventasdmp@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical