



este producto no fue
hecho con látex de
caucho natural

TIJERA LAPAROSCÓPICA **METZEMBAUM** CURVA

TIJERA LAPAROSCÓPICA

Instrumento laparoscópico de un solo uso Modelo "Metzenbaum", está diseñado, para ser usado en Cirugías endoscópicas generales, urológicas, ginecológicas, torácica y cualquiera otra cirugía que requiera de un instrumento para la disección y corte de tejidos.

Esteril en Óxido de Etileno.

Tijera "METZEMBAUM" Curva Laparoscópica, mango con diseño ergonómico.

Conector de cable Monopolar en la parte trasera del mango

Rueda giratoria permite la rotación del eje en 360°


Mango ergonómico aumenta la comodidad durante la cirugía


Fácil y preciso movimiento de la mandíbula y máxima apertura.

Tijera LPC Metzembraum Curva es de Optcla una empresa Mindray.

Código	Descripción	Medida
302-812	Tijera Metzembraum Curva Optcla	5mm x 33cm

BOLIVIA


 Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia


 (591-3) 342 2120

 ventasdmdb@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com

CHILE

 Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

 (56 2) 2952 0165

 ventas@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

 Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia


 (57 1) 31 3412 3620

 ventasdmc@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com

PERÚ

 Arica 655 Int 404
Distrito Miraflores - Lima - Perú

 (51) 9 4027 5805

 ventasdmp@dolphinmedical.com

 www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical