

# CUBO

CON DRENAJE



## PARA PROLAPSO DE 3er GRADO



El pesario **Cubo** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado.

Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.

*Silicona suave con forma de "Cubo", además posee orificios para el drenaje de las secreciones.*

*Indicado para prolapso de la pared vaginal ya que evita que la pared colapse gracias a sus seis puntos de apoyo. Puede ser usado por una atleta y removido luego del ejercicio. La mucosa se moldea en las cavidades creando una presión negativa.*

**Indicaciones:** Útil para prolapso de 3er grado, cistocele, rectocele con o sin tono vaginal adecuado. Frecuentemente es la única opción de apoyo satisfactoria para mujeres con un prolapso completo.

CÓDIGO	#	CM
CUD0	#0	2.50
CUD1	#1	2.90
CUD2	#2	3.30
CUD3	#3	3.70
CUD4	#4	4.10
CUD5	#5	4.50
CUD6	#6	5.00
CUD7	#7	5.60
CUD8	#8	6.30
CUD9	#9	7.00
CUD91	#10	7.50

