

# DONUT



## PARA PROLAPSO DE 2do Y 3er GRADO



El pesario **Donut** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado.

Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



*Silicona suave con forma de "Dona". Cierra la vagina superior y apoya un prolapso uterino.*

**Indicaciones:** Útil para cistoceles o rectoceles. Indicado para prolapso de la vagina luego de una histerectomía.

*Es necesaria una adecuada integración de la entrada para que el pesario se mantenga en su lugar.*

CÓDIGO	#	CM
D0	#0	5.08
D1	#1	5.72
D2	#2	6.35
D3	#3	7.00
D4	#4	7.62
D5	#5	8.25
D6	#6	8.90
D7	#7	9.52

