

FITTING SET

100% SILICONA QUIRÚRGICA

Los pesarios "Dolphin Medical" Son dispositivos confeccionados en 100 % silicona blanca quirúrgica de alta calidad, son **libres de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado. Contamos con más de 200 modelos y tamaños. Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la **FDA**. Son útiles para prolapso, incontinencia urinaria y diagnóstico.



SET GELLHORN / Ref:FS5000



SET RING / Ref: FS1000



SET RING CON MEMBRANA / Ref:FS6000

Nuestros Set de prueba de color azul, que es indicativo que esta confeccionado de un material distinto al de color blanco con el objeto de "Autoclavar", luego del uso en la paciente y usar en la siguiente, cuentan con las **seis medidas más utilizadas**, y se identifican de color "azul". Permite al profesional realizar las pruebas correspondientes a cada paciente e indicar en receta, la medida seleccionada y modelo de pesario que se correlaciona con el diámetro externo de éste.

