

GEHRUNG



PARA PROLAPSO DE 2do Y 3er GRADO



El pesario **Gehrung** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm. Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado. Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



*Pesario **Gehrung** sus brazos o alas se apoyan en la pared vaginal posterior. Evita la presión en el recto mientras apoya la pared anterior. Su forma de arco maleable puede ser deformada para ajustarse a la forma de la vagina.*

Indicaciones: Útil para un cistocele o rectocele, siendo también de utilidad para aliviar un prolapso uterino. Recomendado para prolapso de segundo o tercer grado.

CÓDIGO	#	CM
GH0	#0	5.00
GH1	#1	5.50
GH2	#2	6.00
GH3	#3	6.50
GH4	#4	7.00
GH5	#5	7.50
GH6	#6	8.00
GH7	#7	8.50
GH8	#8	9.00
GH9	#9	9.50

