



este producto no fue
hecho con látex de
caucho natural

BT-CATH

Balón con sonda para taponamiento de
hemorragia Post Parto

BALÓN DE HEMORRAGIA POST-PARTO

La Sonda de Drenaje Intrauterino es el ras con la parte superior de la que permite la colocación del balón cerca del fondo de Útero

BT-Cath® es un catéter de taponamiento con balón de silicona suave que proporciona presión directa para controlar la hemorragia posparto (HPP). BT-Cath® tiene una luz que permite el drenaje sanguíneo intrauterino que permite la confirmación oportuna de la efectividad del taponamiento. El puerto de drenaje intrauterino está al ras con la parte superior del globo inflado (sin tubos que sobresalgan del globo), lo que permite su colocación cerca del fondo uterino. Se incluyen válvulas de retención y otros componentes del kit para simplificar y acelerar el proceso de inflado.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de llenado 500ml
- Balón de silicona flexible contorno a la forma interna del útero
- Sencillo y oportuno cuando más se necesita
- Varios componentes facilitan el inflado del balón de forma oportuna
- Operación simplificada para una sola persona.
- Permite inflar directamente desde la bolsa de fluido.
- Crea un sistema cerrado.

INDICACIONES

BT-Cath® está destinado a proporcionar un control temporal o una reducción de la hemorragia uterina durante la hemorragia posparto que no responde a la terapia estándar, incluido el masaje y la administración de oxitocina.

Los beneficios de diseño de BT-Cath® incluyen:

Un globo blando que es fácil de insertar, se adapta a la pared uterina, proporciona drenaje cerca del fondo y no requiere un procedimiento quirúrgico para extraerlo.

Un puerto de drenaje uterino que está al ras con la parte superior del globo inflado.

Un catéter de doble luz que permite la infusión de solución salina para expandir el globo mientras proporciona drenaje uterino para controlar la progresión de la hemostasia.

Componentes de silicona duraderos con biocompatibilidad y resistencia óptimas.

Dos jeringas para proporcionar una infusión ininterrumpida de solución salina para la expansión oportuna del taponamiento.

Un conector de la bolsa y una llave de paso equipados con válvulas de retención para una infusión salina eficiente sin la necesidad de manipular repetidamente una llave de paso.

Código	Descripción Producto	Presentación
BTC-100	BT-CATH Balón de hemorragia post-parto	Unitaria

BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

PERÚ

Arica 655 Int 404
Distrito Miraflores - Lima - Perú

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-28092020-REV-002