

CATÉTER

HISTEROSONOGRAFÍA

DOLPHIN



CATÉTER HISTEROSONOGRAFÍA

La histerosonografía, también conocida como ecografía de infusión salina, es una técnica de ultrasonido especial, mínimamente invasiva. Proporciona imágenes del interior del útero de una mujer. Se utiliza para evaluar y visualizar de manera mucho más eficiente la existencia de pólipos, miomas y ayudar en el diagnóstico de ciertas patologías como un sangrado vaginal sin otro motivo aparente.

La histerosonografía también se usa para investigar anomalías uterinas en las mujeres que experimentan infertilidad o múltiples abortos espontáneos.

Es un procedimiento generalmente bien tolerado por las pacientes


Características Técnicas:

- Largo: 30cm
- Diámetro: 5FR (1,67mm)
- Libre de Látex
- Conector Luer Lock

Ventajas:

- Mínimamente invasiva
- Mínimo discomfort
- Incluye vaina introductora

El Catéter de Histerosonografía está diseñado para uso en **un solo paciente**.



Código	Descripción Producto	Medidas
UICSF	Catéter HSG sin balón	Caja x 25unid

BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

PERÚ

Arica 655 Int 404
Distrito Miraflores - Lima - Perú

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-28092020-REV-001