


AGUJA DE VERRES



este producto no fue hecho con látex de caucho natural

PARA LA INSUFLACIÓN DE LA CAVIDAD PERITONEAL

Especificaciones Técnicas:

- Dos tamaños de agujas disponibles 120 y 150mm
- Émbolo rojo, indicador visual de la posición de la aguja
- Punta afilada para fácil inserción
- Llave de paso de alto flujo
- El estilete con muelle proporciona un chasquido audible cuando pasa a través de capas de tejido
- Empaque individual estéril en ETO.
- Vencimiento no inferior a 3 años.
- Almacenar en lugar Seco a temperatura ambiente.



Simbología, esterilización y certificaciones



Código	Descripción Producto	Presentación
DM02120V	Aguja de Verres Dolphin 120mm.	10 unidad
DM02150V	Aguja de Verres Dolphin 150mm.	10 unidad

BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

PERÚ

Arica 655 Int 404
Distrito Miraflores - Lima - Perú

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

