



este producto no fue
hecho con látex de
caucho natural

AGUJA POTOCKY



AGUJA REFORZADA PARA BLOQUEO ENDOCERVICAL

La aguja de Potocky de 27G con punta reforzada, está diseñada para la administración de anestésico a nivel cervical y de la pared vaginal.

Con conector luer lock para usar con jeringa tipo Carpule.



Para anestésico el cuello uterino, endo y exocervix ante tratamientos o cirugías pequeñas. La aguja tiene un eje reforzado para evitar que se doble durante la inyección por medio de una jeringa tipo carpule y su largo permite un fácil acceso al área paracervical/intracervical. Además, el tope de 5mm del extremo distal de la cánula de diámetro particularmente pequeño permite inyectar el anestésico sin dispersión, da una mayor seguridad, y un menor sangrado en su aplicación. La aguja, especialmente fina, le permite realizar anestesia indolora.

Características Técnicas:

- Diámetro aguja: 27g (con tope de 50mm)
- Largo; 12cm
- Eje reforzado
- Conexión Luer Lock

Producto de un solo uso, esterilizado con ETO y marca CE.

Código	Descripción Producto	Presentación
920021	Aguja Potocky Anestesia Endocervical	Unitario



La aguja tiene un tope que otorga seguridad durante la inyección.

BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

PERÚ

Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT. 2
URB Santa María de surco (piso2)
Santiago de surco, Lima

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-28092020-REV-001