

# GENERADOR ELECTROQUIRÚRGICO Dolphin



## GENERADOR ELECTROQUIRÚRGICO

El diseño intuitivo y la configuración fácil de usar del generador electroquirúrgico Dolphin (diatermia) para nosotros en la sala de operaciones moderna, presenta funciones monopolares y bipolares para satisfacer todas las demandas de las cirugías con seguridad, flexibilidad, confiabilidad y conveniencia.

### Características:

Unidad electroquirúrgica controlada por microprocesador diseñada para procedimientos electroquirúrgicos convencionales con la capacidad de ajuste automático, diseñada para diversas operaciones.

### Opción de activación:

Diseñado para realizar corte y coagulación durante procedimientos quirúrgicos, salida activada por interruptor de mano o pedal.

### REM (monitorización del electrodo de retorno)

Electrodo de retorno (para Monopolar) con sistema de control de calidad (REM).

Este sistema REM monitorea continuamente los niveles de impedancia del paciente y desactiva el generador si se detecta una falla en el contacto del electrodo de retorno / paciente, al mismo tiempo con alarmas audibles y visuales.

### Autocomprobación automática

Cuando encienda la máquina, comenzará automáticamente la rutina de autoprueba antes de la operación.

### Corte monopolar

-Salida monopolar múltiple, salidas de 3 pines (4 mm) y salida de cabezal de micrófono laparoscópico (4 mm, 8 mm)

	Sólo corte (400W)
Corte Monopolar	Corte coagulación 1 (250W)
	Corte coagulación 2 (200W)
	Corte coagulación 3 (150W)
Coagulación Monopolar	Coagulación Fulgurante (120W)
	Coagulación Spray (100W)
Bipolar	Coagulación Bipolar (70W)



Diferentes efectos para los modos de corte, corte puro para disección rápida del tejido, mientras que corte combinado con un ligero efecto de coagulación.

### Coagulación monopolar

Los diferentes modos de coagulación proporcionan efectos de coagulación sin contacto precisos, moderados, mejorados  
Posibilidad de coagulación con plasma de argón

### Bipolar

Coagulación con fórceps para coagulación por contacto sin chispas

Compatible con otros equipos

Módulo de gas argón.

Sistema de evacuación de humo óptimo.

Código	Descripción Producto	Presentación
DMAHHV3000	Generador Electroquirúrgico Dolphin	Unitario

### BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

### CHILE

Callao 2970 Of. 806  
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

### COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607  
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

### PERÚ

Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT. 2  
URB Santa María de surco (piso2)  
Santiago de surco, Lima

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical