

# AGUJA HELICOIDAL PARA TOT



**FABRICACIÓN ALEMANA**

## Aguja Helicoidal Para TOT

### Características

- Forma Helicoidal
- Par Izquierda (L) y Derecha (R)
- Punta Dolphin, cónica y redondeada, facilita el ingreso y otorga seguridad en el retiro, evitando desgarro de tejido
- Orificio para enhebrador de malla Anguila y Silk redondeado
- Fabricado en Acero Inoxidable
- Fabricación y Procedencia Alemana
- Esterilizable en Autoclave

### Uso:

- Procedimiento TOT por su sigla en inglés (Transvaginal Obturatriz Tape)
- Para ser usado con Sling Suburetral Anguila
- Para ser usado con Sling Suburetral SILK



Punta tipo Dolphin

Referencia	Descripción
DM350101260	AGUJA TOT DOLPHIN

### BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

### CHILE

Callao 2970 Of. 806  
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

### COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607  
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

### PERÚ

Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT. 2  
URB Santa María de surco (piso2)  
Santiago de surco, Lima

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-17032022-REV-002