



PUNTA ELECTRODOS STINGRAY



este producto no fue
hecho con látex de
caucho natural

ELECTRODOS STINGRAY DOLPHIN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Dolphin Medical ofrece una gama versátil de electrodos y extensiones especiales de un solo uso para ayudarlo a adaptar el accesorio a la aplicación quirúrgica. Los electrodos incluyen configuraciones de paleta, paleta extendida y aguja, aguja extendida.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Construcción de acero inoxidable: para una mayor durabilidad
Conexión universal lápices electrobisturi: se puede usar en procedimientos de alta o baja frecuencia.


Producto libre de Látex

Electrodo Dolphin Punta Aguja Fina

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DM4150102	STINGRAY PUNTA AGUJA CORTA	7,2cm	Caja x 50 unidades
DM4150108	STINGRAY PUNTA AGUJA LARGA	16cm	Caja x 50 unidades

Electrodo Dolphin Punta Paleta

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DM4150101	STINGRAY PUNTA PALETA CORTA	7,2cm	Caja x 50 unidades
DM4150107	STINGRAY PUNTA PALETA LARGA	16cm	Caja x 50 unidades



BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

PERÚ

Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT.
2 URB Santa María de surco (piso3)
Santiago de surco, Lima

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-100621-REV-003