

AROM-COT®

AMNIÓTOMO DIGITAL

PERMITE MAYOR PRECISIÓN

AROM-Cot® es un amniótomo digital **sin látex** que permite una mayor precisión y facilidad de uso con una ansiedad mínima del paciente cuando se realiza una amniotomía. El diseño novedoso también permite al médico realizar una amniotomía de manera más fácil y efectiva en circunstancias difíciles, como un cuello uterino posterior. La orientación del gancho se puede determinar fácilmente con la forma única de lágrima de AROM-Cot®

Características

- Menos ansiedad: el uso de instrumentos rígidos puede causar ansiedad significativa en el paciente.
- Una mayor destreza y sensación permite una aplicación de gancho más precisa, evitando daños al tejido circundante.
- La técnica con una sola mano permite al operador estabilizar la parte de presentación con la mano libre.
- Como el dedo es un instrumento flexible, la litotomía es innecesaria, incluso con un cuello uterino posterior.
- La forma externa de la lágrima indica la orientación del gancho.
- **No contiene látex** ni subproductos de látex.

Código

AR200

Descripción Producto

Arom-Cot

Presentación

100Pcs/Caja

BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

PERÚ

Arica 655 Int 404
Distrito Miraflores - Lima - Perú

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-28092020-REV-001