




este producto no fue  
hecho con látex de  
caucho natural

# DOLPHIN SPONGE


LIJA LIMPIADORA PUNTAS ELECTROQUIRÚRGICAS



## SUPERFICIE ABRASIVA NO EROSIVA

Práctico sistema para la extracción de residuos. Es un dispositivo diseñado para limpiar todo tipo de puntas de electrodos de manera rápida y sencilla, promoviendo la vida útil de estos productos dentro del mismo procedimiento.

El diseño simple es aplicable a electrodos tanto mono como bipolares y está libre de látex.



### Características Técnicas

- Banda adhesiva: Permite firmemente la fijación sobre una superficie cubierta (pañó de campo u otros)
- Tamaño: 5x6cm
- Superficie abrasiva no erosiva: Permite el preciso y efectivo despegue de materia orgánica adosada a la punta sin erosionar o destruir la propiedad conductiva del electrodo.
- Con marca radiopaca: Garantiza detectabilidad con rayos X
- Acolchado: Evita que se quiebre la punta y no desprende partículas.
- Estéril, libre de látex.

Código	Descripción Producto	Presentación
DM4150006	Dolphin Sponge	50Pcs/Caja

#### BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

#### CHILE

Callao 2970 Of. 806  
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

#### COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607  
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

#### PERÚ

Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT. 2  
URB Santa María de surco (piso2)  
Santiago de surco, Lima

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-2001 2022-REV-001