



PESARIO DONUT INFLABLE


PARA PROLAPSO DE 2do y 3er GRADO

El pesario **Donut Inflable** es de silicona blanca para cistocele leve y/o rectocele asociado con prolapso. Hay cuatro tamaños diferentes disponibles.

El Pesario **Donut Inflable** es un apoyo efectivo en prolapso de segundo o tercer grado, y también se aplica en pacientes con cistocele leve o rectocele asociado con prolapso. El soporte del pesario Donut Inflable se puede ajustar en función del nivel de inflado o bombeo.

Realice un examen pélvico normal antes de insertar o ajustar el pesario. Se puede hacer una primera aproximación de tamaño usando los dedos para determinar el ancho aproximado de la cavidad vaginal. Por lo general, esto le proporcionará un tamaño o dos de pesario adecuado.

- A | Bombedador
- B | Valvula
- C | Desinflador (Azul)
- D | Inflador (blanco)



Código	ID2	ID3	ID4	ID5
Tamaños	51mm	57mm	64mm	70mm
Numero sugerido de bombeos	1 - 2	2 - 3	3 - 4	3 - 4

Código	Descripción Producto	Presentación
ID2	Pesario Donut Inflable	Unidad
ID3	Pesario Donut Inflable	Unidad
ID4	Pesario Donut Inflable	Unidad
ID5	Pesario Donut Inflable	Unidad

BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

PERÚ

Arica 655 Int 404
Distrito Miraflores - Lima - Perú

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-26112019-REV-001