


RETRACTOR GALAXY II SCOTT



AUTORETRACTOR QUIRÚRGICO SCOTT

El Retractor Galaxy II SCOTT es un sistema de auto-retención, que proporciona ángulos óptimos de retracción, ayudando a reducir la necesidad de asistentes brindando un completo control del campo quirúrgico. Se adapta rápidamente a las necesidades del procedimiento quirúrgico.

El Retractor Galaxy II SCOTT es adecuado para cualquier procedimiento quirúrgico en el que desee tener una vista sin obstrucciones.

Características:

- **Calidad:** Galaxy es el asistente perfecto, fuerte, confiable.
- **Medio ambiente:** 10% de reducción en residuos plásticos.
- **Opciones:** Dos formas, tres tipos diferentes de ganchos de sujeción. Cada retractor tiene 8 ganchos de sujeción, y dos clip de catéter.
- **Seguridad:** Uso único, sin riesgos de contaminación.

Contenido:

- 1 Anillo Retractor desechable y estéril
- 8 ganchos de sujeción de punta aguda o roma
- 2 clip de catéter

Indicado para

- Ginecología, Urología y Coloproctología.

El Retractor Galaxy II SCOTT incluye ganchos de sujeción punta aguda o roma



GALAXY II se puede ajustar con una sola mano, y es tan liviano y de bajo perfil que difícilmente sabrá que está ahí.

Este es nuestro **GALAXY II SCOTT**. Se utiliza para retraer tejido durante procedimientos quirúrgicos.

Código	Medida	Descripción	Presentación
JUNE3000S5	5mm	RETRACTOR GALAXY II SCOTT Incluye 8 ganchos de punta aguda	Unidad
JUNE3003B-100	12mm	GANCHO GALAXY PUNTA ROMA	Unidad
JUNE3002S-100	5mm	GANCHO GALAXY PUNTA AGUDA	Unidad

BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdbm@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

PERÚ

Arica 655 Int 404
Distrito Miraflores - Lima - Perú

(51) 9 3480 1987

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical