



este producto no fue
hecho con látex de
caucho natural

Pinza Recta

BIPOLAR

DESECHABLE

DISECTOR ROTABLE Y BIPOLAR

Instrumento laparoscópico bipolar de un solo uso, está diseñado para ser usado en Cirugías endoscópicas generales, urológicas, ginecológicas, entre otras. La mandíbula de disección recta y acción simple logra la presión, la separación de tejidos y un excelente efecto de hemostasia

Características

- Mango ergonómico y ligero.
- Vaina ligera ultra resistente que evita daños por corriente.
- Rueda giratoria flexible e identificada por color.
- **Rotable** en 360° con perilla de acción suave.
- Punta disección de acción simple: Recta.
- Mandíbula No adherente.
- Incluye cable bipolar.
- Diámetro de 5mm x 33cm de largo.

Usos

- Está diseñada para ser usada en procedimientos endoscópicos generales para la óptima disección y coagulación de los tejidos.
- Producto indicado para un solo uso.



Incluye cable bipolar

Código	Descripción Producto	Presentación
122-31021	Pinza bipolar Recta 5mm x 33cm	Unitario

BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

PERÚ

Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT. 2
URB Santa María de surco (piso2)
Santiago de surco, Lima

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-17032022-REV-001