



Dolphin Medical



Silk[®]

Una solución en **incontinencia urinaria femenina**

www.dolphinmedical.com

Silk®


Una solución en **incontinencia urinaria femenina**

100% POLIPROPILENO MONOFILAMENTO TRICOTADA

Silk® es un sistema de soporte suburetral sin tensión, que brinda una solución moderna para el tratamiento de la IU de esfuerzo que afecta a un alto porcentaje de mujeres. Silk malla de urdimbre tricotada, monofilamento, tiene una mejor adaptabilidad del tejido, un buen soporte uretral a largo plazo y tiene un efecto de memoria que impide una deformación del sling. Suave y sin nudos favorece el crecimiento del tejido y disminuye el riesgo de erosión e infección.

CARACTERÍSTICAS:

- Monofilamento
- Polipropileno no absorbible
- Tejido de punto Macroporo
- Borde tricotado atraumático
- Superficie de la malla suave que ayuda a evitar el riesgo de erosión.
- Resistente a la tracción
- Bajo grado de elasticidad
- Fácil colocación



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- 100% Polipropileno
- Tamaño del poro: 1x1mm
- Espesor: 0,5 mm
- Gramaje: 60g / m²
- Resistencia al estallido: 250kpa
- Envase unitario
- Estéril en Óxido de Etileno
- Vencimiento: 2 años



SET DE AGUJAS

TOT Y TVT reusables y desechables

Set de agujas TOT reusable para colocación de Silk®.




REF: DM350101260

Set de agujas TVT reusable para colocación de Silk®.



REF: DM700208

Kit Malla Silk® + Set de agujas TOT (desechables)




REF: DM225003TOT

Kit Malla Silk® + Set de agujas TVT (desechables)




REF: DM225003TVT

Kit Malla Silk® + Set de agujas PÚBICAS (desechables)



REF: DM225003PUB



Código	Descripción Producto	Presentación
DM225003	Silk® Cinta Suburetral 1,2 cm	Unitaria
DM225004	Silk® Cinta Suburetral 1,7 cm	Unitaria





Dolphin Medical

BOLIVIA

📍 Av. Piraf Esq. Arumá - Edificio Santa Mónica 2da. Planta Of. 12, Santa Cruz de la Sierra

☎️ (59 1) 7213 3393

✉️ ventasdmb@dolphinmedical.com

CHILE

📍 Callao 2970 Of. 806, Las Condes - Santiago

☎️ (56 2) 2952 0165

✉️ ventas@dolphinmedical.com

COLOMBIA

📍 Cra 67 No 167-61 Of 607, Bogotá

☎️ (57 1) 317 893 8018

✉️ ventasdmc@dolphinmedical.com

PERÚ

📍 Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT. 2 URB Santa María de Surco pisos 1 y 2 Santiago de Surco, Lima

☎️ (51) 9 3480 1987

✉️ ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com