



PLACA **PACIENTE**




PLACA PACIENTE ELECTROQUIRÚRGICA

Electrodo electroquirúrgico neutro sin cable.

Las placas de retorno **Stingray** son utilizadas en procedimientos asociados a uso de electrocirugía.

Stingray Puede ser utilizado en todas las unidades electroquirúrgicas de alta frecuencia que cumplan los estándares internacionales. La potencia de salida no es superior a 400W y la frecuencia no es inferior a 300 KHz.

Una vez abierto, debe ser usado dentro de las 24 horas posteriores, después de su uso, debe ser desechado



tórax superior

muslo

glúteos

Características

- Para pacientes a partir de 2,2Kg (4,4libras)
- Borde adhesivo que contribuye a impedir la entrada de líquido
- Envase individual
- Estéril
- Producto desechable
- Producto libre de látex

Código	Descripción Producto	Presentación
DMP000100	Electrodo neutro sin cable. Placa paciente electroquirúrgica Stingray	25Pcs/Caja






Dolphin Medical


BOLIVIA


 Av. Pirai Esq. Arumá - Edificio Sta. Mónica 2da. Planta Of. 12 Sta. Cruz de la Sierra.

 (59 1) 7213 3393

 ventasdmb@dolphinmedical.com

CHILE


 Callao 2970 Of. 806 Las Condes - Santiago - Chile

 (56 2) 2952 0165

 ventas@dolphinmedical.com

COLOMBIA


 Calle 12 No 2-35 Interior A Cota - Cundinamarca

 (57) 31 7893 8018

 ventasdmc@dolphinmedical.com

PERÚ

 Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT. 2 URB Sta. Maria de Surco pisos 1 y 2 Santiago de Surco, Lima

 (51) 9 3480 1987

 ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com