



Dolphin Medical



# ELECTRODOS

*Dolphin*

[www.dolphinmedical.com](http://www.dolphinmedical.com)



este producto no fue  
hecho con látex de  
caucho natural



## LLETZ / LEEP

**Electrodos Asa Dolphin** para realizar procedimientos de electrocoagulación, manejo de la patología cervical neoplásica preinvasora, con la técnica de escisión con asa diatérmica.

**LLETZ;** *Large Loop Excision of the Transformation Zone*  
**LEEP;** *Loop electrosurgical Excision Procedure*

**Indicaciones:**

- Conización electroquirúrgica del cuello del útero para lesiones neoplásicas intraepiteliales (NIE)

**Contraindicaciones:**


- Embarazo
- Pacientes con cáncer invasor visible a la examinación

**Características Técnicas:**


- Alambre de tungsteno de 0,5mm
- Largo 13cm
- Conector universal cónico, para ser usado con cualquier marca de lápiz, conexión Standard 3/32" (2,4mm)
- Para ser usado con potencia de salida de 35 a 50 Watts, dependiendo del tamaño del Asa
- Desechables
- Base reforzada
- Este producto no fue hecho con latex de caucho natural

**Tipos de Electrodo:**


- Loop
- Rectangular / Cuadrado
- Triangular
- Bola




RECTANGULAR / CUADRADO



LOOP



BOLA



TRIANGULAR

Rx ONLY



este producto no fue  
hecho con látex de  
caucho natural



CE 0120

STERILE EO




## TIPOS DE ELECTRODOS



### Electrodo Asa Dolphin Bola 13cm

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DMB000003	ELECTRODO ASA DOLPHIN BOLA	3 mm	Caja x 10 unidades
DMB000005	ELECTRODO ASA DOLPHIN BOLA	5 mm	Caja x 10 unidades



### Electrodo Asa Dolphin Loop® 13cm

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DML000505	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	5 x 5 mm	Caja x 10 unidades
DML001005	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	10 x 5 mm	Caja x 10 unidades
DML001008	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	10 x 8 mm	Caja x 10 unidades
DML001010	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	10 x 10 mm	Caja x 10 unidades
DML001508	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	15 x 8 mm	Caja x 10 unidades
DML001510	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	15 x 10 mm	Caja x 10 unidades
DML001512	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	15 x 12 mm	Caja x 10 unidades
DML001515	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	15 x 15 mm	Caja x 10 unidades
DML002008	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	20 x 8 mm	Caja x 10 unidades
DML002010	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	20 x 10 mm	Caja x 10 unidades
DML002012	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	20 x 12 mm	Caja x 10 unidades
DML002015	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	20 x 15 mm	Caja x 10 unidades
DML002020	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	20 x 20 mm	Caja x 10 unidades
DML002510	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	25 x 10 mm	Caja x 10 unidades
DML002515	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	25 x 15 mm	Caja x 10 unidades
DML002520	ELECTRODO ASA DOLPHIN LOOP®	25 x 20 mm	Caja x 10 unidades



### Electrodo Asa Dolphin Triangular 13cm

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DMF00050	ELECTRODO ASA DOLPHIN TRIANGULAR SMALL	15 x 10 mm	Caja x 10 unidades
DMF00100	ELECTRODO ASA DOLPHIN TRIANGULAR MEDIUM	15 x 12 mm	Caja x 10 unidades
DMF00200	ELECTRODO ASA DOLPHIN TRIANGULAR LARGE	18 x 15 mm	Caja x 10 unidades
DMF00300	ELECTRODO ASA DOLPHIN TRIANGULAR MEDIUM/LARGE	20 x 12 mm	Caja x 10 unidades




### Electrodo Asa Dolphin Rectangular / Cuadrado 13cm

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DMS001005	ELECTRODO ASA DOLPHIN RECTANGULAR	10 x 5 mm	Caja x 10 unidades
DMS001008	ELECTRODO ASA DOLPHIN RECTANGULAR	10 x 8 mm	Caja x 10 unidades
DMS001010	ELECTRODO ASA DOLPHIN CUADRADO	10 x 10 mm	Caja x 10 unidades



## TIPOS DE ELECTRODOS



### Electrodo Dolphin Punta Aguja Fina

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DM000BZ71	ELECTRODO DOLPHIN PUNTA AGUJA FINA (CORTO)	12 x 5 cm	Caja x 50 unidades
DM00YZ150	ELECTRODO DOLPHIN PUNTA AGUJA FINA (LARGO)	5,5 cm	Caja x 50 unidades



### Electrodo Tungsteno de Carbono

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DM4150300	STINGRAY PUNTA MICRO CIRUGIA RECTA	3mm, 5cm	Caja x 10 unidades



### Electrodo Dolphin Punta Paleta


Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DM4150101	ELECTRODO DOLPHIN PUNTA PALETA (CORTO)	7 cm	Caja x 50 unidades
DM4150107	ELECTRODO DOLPHIN PUNTA PALETA (LARGO)	16 cm	Caja x 50 unidades



### Stingray Pen

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DM4150003	STINGRAY PEN (Lápiz electrobisturi)	-	Unidad

## ACCESORIOS



### Lija limpiadora de puntas electroquirúrgicas

Código	Descripción Producto	Medida	Presentación
DMLQ05060	LIJA LIMPIADORA PUNTAS ELECTROQUIRURGICA ESTÉRIL	5 x 6 cms	Caja x 50 unidades



### Stingray Placa Paciente

Código	Descripción Producto	TIPO	Presentación
DMP000100	STINGRAY PLACA PACIENTE	Monopolar	Caja x 25 unidades





## Dolphin Medical


### **BOLIVIA**

-  Av. Piraí Esq. Arumá - Edificio Sta. Mónica 2da. Planta Of. 12 Sta. Cruz de la Sierra.
-  (59 1) 7213 3393
-  [ventasdmb@dolphinmedical.com](mailto:ventasdmb@dolphinmedical.com)

### **CHILE**

-  Callao 2970 Of. 806 Las Condes - Santiago - Chile
-  (56 2) 2952 0165
-  [ventas@dolphinmedical.com](mailto:ventas@dolphinmedical.com)

### **COLOMBIA**

-  Calle 12 No 2-35 Interior A Cota - Cundinamarca
-  (57) 31 7893 8018  
(57) 31 7403 6110
-  [ventasdmc@dolphinmedical.com](mailto:ventasdmc@dolphinmedical.com)

### **PERÚ**

-  Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT. 2 URB Sta. María de Aurco pisos 1 y 2 Santiago de Aurco, Lima
-  (51) 9 3480 1987
-  [ventasdmp@dolphinmedical.com](mailto:ventasdmp@dolphinmedical.com)

[www.dolphinmedical.com](http://www.dolphinmedical.com)



# Dolphin Medical



*Ginecología*



*Laparoscopia*



*Endoscopia*



*Urología*



*Cirugía Plástica*



*Dermatología*

[www.dolphinmedical.com](http://www.dolphinmedical.com)