


AGUJA DE VERRES DOLPHIN



PARA LA INSUFLACIÓN DE LA CAVIDAD PERITONEAL

Especificaciones Técnicas:

- Dos tamaños de agujas disponibles 120 y 150mm
- Émbolo rojo, indicador visual de la posición de la aguja
- Punta afilada para fácil inserción
- Llave de paso de alto flujo
- El estilete con muelle proporciona un chasquido audible cuando pasa a través de capas de tejido
- Empaque individual estéril en ETO.
- Vencimiento no inferior a 3 años.
- Almacenar en lugar Seco a temperatura ambiente.



Simbología, esterilización y certificaciones




Código	Descripción Producto	Presentación
DM02120V	Aguja de Verres Dolphin 120mm.	10 unidad
DM02150V	Aguja de Verres Dolphin 150mm.	10 unidad






Dolphin Medical


BOLIVIA


 Av. Pirai Esq. Arumá - Edificio Sta. Mónica 2da. Planta Of. 12 Sta. Cruz de la Sierra.

 (59 1) 7213 3393

 ventasdmb@dolphinmedical.com


CHILE


 Callao 2970 Of. 806 Las Condes - Santiago - Chile

 (56 2) 2952 0165

 ventas@dolphinmedical.com


COLOMBIA


 Calle 12 No 2-35 Interior A Cota - Cundinamarca

 (57) 31 7893 8018
(57) 31 7403 6110

 ventasdmc@dolphinmedical.com

PERÚ

 Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT. 2 URB Sta. María de Surco pisos 1 y 2 Santiago de Surco, Lima

 (51) 9 3480 1987

 ventasdmp@dolphinmedical.com