



este producto no fue
hecho con látex de
caucho natural

Pinza Bipolar Curva **MARYLAND** DESECHABLE

DISECTOR ROTABLE Y BIPOLAR

Instrumento laparoscópico bipolar rotable curvo de un solo uso modelo **Maryland**, está diseñado para ser usado en cirugías endoscópicas generales, urológicas, ginecológicas, entre otras. La mandíbula de disección recta y acción simple logra la presión, la separación de tejidos y un excelente efecto de hemostasia.

Características

- Mango ergonómico y ligero.
- Eje ligero ultra resistente que evita daños por corriente.
- Rueda giratoria flexible e identificada por color.
- Rotable en 360° con perilla de acción suave.
- Punta curva de acción simple con finos dientes atraumáticos.
- El material especial de la mandíbula reduce la adhesión al tejido.
- Incluye cable bipolar.
- Diámetro de 5mm x 33cm de largo.

Usos

- Está diseñada para ser usada en procedimientos endoscópicos generales para la óptima disección y coagulación de los tejidos.
- Producto indicado para un solo uso.




Incluye cable bipolar


Código	Descripción Producto	Presentación
122-31011	Pinza bipolar Maryland Curva 5mm x 33cm	Unitario



Dolphin Medical


BOLIVIA


 Av. Piraj, 2do Anillo, Esq. Arumá
Edificio Sta. Monica 2da. Planta
Of. 8 Sta. Cruz de la Sierra

 (59 1) 7213 3393

 ventasdmb@dolphinmedical.com


CHILE


 Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

 (56 2) 2952 0165

 ventas@dolphinmedical.com


COLOMBIA


 Calle 12 No. 2-35 Int. A,
Cota-Cundinamarca

 (57) 31 7893 8018
(57) 31 7403 6110

 ventasdmc@dolphinmedical.com

PERÚ

 Jr. Diana Int. 2, MZ. D2, Lote. 25,
1° y 2° Piso URB Sta. María de Surco,
Santiago de Surco, Lima

 (51) 9 3480 1987

 ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com