




Dolphin Medical

SYSTEMA
RETRACTOR
DE ANILLO



Systema Retractor de anillo

JUEGOS DE RETRACTOR DE ANILLO

El sistema de retractor de anillo montado en mesa RZ genuino y establecido proporciona una gran variedad de configuraciones. Cada kit se puede configurar y ajustar fácilmente en varias direcciones incluso para requisitos complejos gracias a los mecanismos flexibles de trinquete. Se puede aplicar cualquier retractor para hacer del sistema un conjunto individual.

- Gran variedad de cuchillas retractoras en diferentes tamaños.
- Componentes básicos expandibles para ensamblar un sistema complejo
- Montaje y modificaciones simples antes y durante la cirugía.
- Rentable debido a la reducción del tiempo de operación
- Todas las partes totalmente autoclavables





KIT RETRACTOR

DM170800904

Kit general expandible
para campo de aplicación amplio

Pag 6-7



KIT RETRACTOR 18"

DM170800900

Kit general expandible
para bariatría cirugías

Pag 8-9



KIT RETRACTOR 24"

DM170800902

Kit general expandible
para bariatría cirugías

Pag 10-11



KIT RECTAL

DM170800906

Kit rectal especial
basado en conjunto general

Pag 13



KIT VAGINAL ESTANDAR / ALTERNATIVO

DM170800909
DM170800910

Kit vaginal
con marcos angulares especiales

Pag 14-15



KIT IMA

DM170800905

Acceso a la arteria mamaria interna

Pag 16



KIT DE INCISIÓN PEQUEÑA

DM170800907

Reparación de hernia, apendicectomía,
colecistectomía, procedimientos vasculares

Pag 17



KIT ESPINAL

DM170800908

Sistema de retractor de campo abierto

Pag 18-19



ESTERILIZACIÓN

Organización y almacenaje
de todos los componentes

Pag 20-21



ACCESORIOS

Poste de mesa, trinquetes,
Marcos y retractores


Pag 22-29



ANILLO RETRACTOR



Ajustable de forma Horizontal y vertical




Luminaria segura y sólida a la mesa y/o férula



Bisagras multidireccionales para configuraciones complejas



Posicionamiento sólido y flexible de segmentos de marco



Diferentes diseños de barra permiten configuraciones estándar y complejas




Los conjuntos se pueden combinar con cada tipo de Hoja




Segmentos ajustables en altura y ampliable




Gran variedad de mecanismos para la máxima flexibilidad



Diseño estable y confiable, totalmente autoclavable



Storage baskets available





DM170800904

KIT RETRACTOR




Dolphin Medical


Kit retractor flexible y ampliable para un amplio campo de aplicaciones. Garantiza un reajuste, reposicionamiento y reemplazo rápidos y simples.



DM170800100	Pag 22	1x
Poste de mesa para fijación OP		



DM170800102	Pag 22	1x
Barra horizontal		



DM170800103	Pag 22	1x
Barra horizontal flexible		



DM170800113	Pag 23	2x
Trinquete estandar		




DM170800110	Pag 23	6x
Mecanismo de trinquete inclinable		




DM170800104	Pag 22	1x
Post Acoplador		

KIT RETRACTOR



DM170800032 | Pag 24 | 1x
Marco, ovalado, mediano, segmentado



DM170800012 | Page 24 | 1x
Marco, ovalado, mediano



DM170800241 | Page 27 | 1x
Retractor de punta Gelpi



DM170800231 | Page 26 | 1x
Hoja retractora maleable



DM170800232 | Page 26 | 2x
Hoja retractora maleable



DM170800233 | Page 26 | 1x
Hoja retractora maleable



DM170800202 | Page 22 | 1x
Retractor Balfour



DM170800221 | Page 22 | 1x
Retractor Harrington



DM170800214 | Page 22 | 2x
Kelly Retractor



DM170800215 | Page 23 | 1x
Kelly Retractor



DM170800216 | Page 23 | 1x
Kelly Retractor



DM170800217 | Page 22 | 1x
Kelly Retractor



DM170800900

KIT RETRACTOR BARIÁTRICO 18"



Dolphin Medical

Kit retractor flexible y ampliable para un amplio campo de aplicaciones. Asegura rápido y simple reajuste, reposicionamiento y reemplazo. Especialmente para pacientes grandes u obesos.



DM170800099	Pag 22	1x
Poste de mesa para fijación OP		



DM170800102	Pag 22	1x
Barra horizontal		



DM170800110	Pag 23	6x
Mecanismo de trinquete inclinable		



DM170800104	Pag 22	1x
Post Acoplador		







DM170800106	Pag 23	1x
Trinquete, giratorio		



DM170800105	Pag 23	1x
Extensor de trinquete		

KIT RETRATOR BARIATRICO





DM17080090

KIT RETRACTOR BARIÁTRICO 24"



Dolphin Medical

Kit retractor flexible y ampliable para un amplio campo de aplicaciones. Asegura rápido y simple reajuste, reposicionamiento y reemplazo. Especialmente para pacientes grandes u obesos.



DM170800098	Pag 22	1x
Poste de mesa para fijación OP		



DM170800102	Pag 22	1x
Barra horizontal		



DM170800110	Pag 23	6x
Mecanismo de trinquete inclinable		



DM170800104	Pag 22	1x
Post Acoplador		




DM170800106	Pag 23	1x
Trinquete, giratorio		



DM170800105	Pag 23	1x
Extensor de trinquete		


KIT RETRATOR BARIATRICO



DM170800012	Pag 24	1x
Marco, ovalado, mediano		



DM170800234	Page 26	1x
Hoja retractor maleable		



DM170800235	Page 26	1x
Hoja retractor maleable		



DM170800236	Page 26	1x
Hoja retractor maleable		



DM170800214	Page 28	1x
Retractor Kelly		



DM170800215	Page 28	1x
Retractor Kelly		



DM170800218	Page 28	1x
Hoja retractor Kelly		



DM170800201	Page 27	1x
Retractor Balfour		




DM170800222	Page 28	1x
Retractor Harrington		


JUEGO DE ACCESORIOS PARA PACIENTES BARIÁTRICOS

DM170800901 **18"**

DM170800903 **24"**



DM170800099	Pag 22	1x
Poste de mesa para fijación en mesa OP		



DM170800098	Page 22	1x
Poste de mesa para fijación en mesa OP		



DM170800105	Page 23	1x
Extensor de trinquete		



DM170800106	Page 23	1x
Trinquete, giratorio		



DM170800236	Page 26	1x
Hoja retractora maleable		



DM170800234	Page 26	1x
Hoja retractora maleable		



DM170800235	Page 26	1x
Hoja retractora maleable		



DM170800218	Page 28	1x
Hoja retractora Kelly		




DM170800201	Page 27	1x
Retractor Balfour		



DM170800222	Page 28	1x
Retractor Harrington, modificado		

Para ser utilizado con el kit de anillo estándar que incluye poste de mesa, barra horizontal, parejas y trinquetes.




DM170800021	Pag 24	1x
Marco, redondo, pequeño		




DM170800311	Pag 27	2x
Hoja rectal, pequeña		



DM170800312	Pag 27	2x
Hoja rectal		



DM170800100	Pag 22	1x
Poste de mesa para fijación en mesa OP		



DM170800103	Page 22	1x
Barra flexible horizontal, giratoria de 360°		



DM170800110	Page 23	4x
Mecanismo de trinquete inclinado		



DM170800104	Page 22	1x
Post Acoplador		



DM170800051	Page 25	1x
Marco vaginal, ovalado, ángulo de 20°		



DM170800261	Page 29	1x
Retractor Deaver, pequeño		




DM170800262	Page 29	1x
Retractor Deaver, largo		




DM170800271	Page 29	2x
Retractor vaginal		




DM170800272	Page 29	1x
Retractor Harrington		



DM170800097	Pag 22	1x
Poste de mesa para fijación OP		




DM170800112	Pag 23	4x
Mecanismo de trinquete giratorio e inclinable		



DM170800050	Pag 25	1x
Marco vaginal, ovalado, segmentado		



DM170800271	Pag 29	2x
Retractor vaginal		



DM170800237	Pag 26	2x
Hoja retractora maleable, con labio		



DM170800905

KIT RETRACTOR IMA



Dolphin Medical

Asegura una sujeción óptima y flexible y una disección eficiente de la arteria mamaria interna.



DM170800100 | Pag 22 | 1x
Poste de mesa para fijación OP



DM170800102 | Pag 22 | 1x
Barra horizontal



DM170800104 | Pag 22 | 1x
Post Acoplador



DM170798046 | Pag 22 | 1x
Barra transversal




DM17798047 | Pag 23 | 2x
Mecanismo de trinquete



DM170798048 | Pag 27 | 2x
Hoja Retractora



Sistema muy flexible y estable para retracción, reparación de hernias, apendicectomía, colecistectomía y algunos procedimientos vasculares.



DM170800021	Pag 24	1x
Marco, redondo, pequeño		



DM170800241	Pag 27	1x
Retractor de punta Gelpi		



DM170800208	Pag 28	1x
Retractor Kelly		



DM170800209	Pag 28	1x
Retractor Kelly		



DM170800908

KIT RETRACTOR ESPINAL




Dolphin Medical

Crea un campo abierto para el cirujano y permite personal de operación asistencia manos libres.



DM170800100	Pag 22	1x
Poste de mesa para fijación en mesa OP		



DM170800103	Pag 22	1x
Barra horizontal flexible		




DM170800104	Pag 22	1x
Post Acoplador		



DM170800041	Pag 24	1x
Segmento de anillo, redondo, pequeño, 2 piezas		




DM170800061	Pag 25	1x
Segmento de anillo, pequeño, 2 piezas		




DM170800062	Pag 25	1x
Segmento de anillo, mediano, 2 piezas		

KIT RETRACTOR ESPINAL



DM170800063	Page 25	1x
Segmento de anillo, grande, 2 piezas		



DM170800111	Page 23	6x
Trinquete de inclinación de retención automática		



DM170800110	Page 23	4x
Mecanismo de trinquete inclinable		




DM170800321	Page 27	2x
Scoville Hook, pequeño		



DM170800322	Page 27	2x
Scoville Hook, Largo		



DM170800331	Page 29	2x
Cuchilla Meyerding, pequeña		



DM170800332	Page 29	2x
Cuchilla Meyerding, mediana		



DM170800333	Page 29	2x
Cuchilla Meyerding, larga		



DM170800343	Page 27	2x
Rake Retractor, 3 dientes		



DM170800344	Page 27	2x
Rake Retractor, 4 dientes		




DM170800345	Page 27	2x
Rake Retractor, 6 dientes		




CESTAS DE ESTERILIZACIÓN

Organización fácil y conveniente de todos los componentes para procedimientos de esterilización y almacenamiento seguro.




Sistema de cierre de seguridad



Colocación práctica de el conjunto completo



Almacenamiento y esterilización, preparación en una cesta



Fácil fijación de cada parte.



Kit DM170800912 Cuchillas, accesorios y Cesta

Código.	Descripción	Pag.	Piezas
DM170800113	Mecanismo de trinquete estándar	23	2
DM170800110	Mecanismo de trinquete inclinable	23	6
DM170800104	Post Acoplador	22	1
DM170800221	Retractor Harrington	28	1
DM170800214	Retractor Kelly, 76mm	28	2
DM170800215	Retractor Kelly, 102mm	28	1
DM170800216	Retractor Kelly, 127mm	28	1
DM170800217	Retractor Kelly, 152mm	28	1
DM170800202	Retractor Balfour	27	1
DM170800241	Retractor de punta Gelpi	27	1
DM170800231	Hoja retractora maleable, 38 mm	26	1
DM170800232	Hoja retractora maleable, 51 mm	26	1
DM170800233	Hoja retractora maleable, 76 mm	26	1
DM170800915	Cesta, 537x250x100mm	20	1

Kit DM170800913 Fijación de mesa y estuche

Article No.	Descripción	Pag.	Piezas
DM170800100	Poste de mesa para fijación en mesa OP	22	1
DM170800103	Barra flexible horizontal	22	1
DM170800102	Barra horizontal	22	1
DM170800032	Marco, ovalado, mediano, segmentado	24	1
DM170800012	Marco, ovalado, mediano	24	1
DM170800914	Cesta, 537x250x197mm	20	1






TABLA POST




Poste de mesa para fijación en mesa OP

DM170800097	200mm, 8"
DM170800100	300mm, 12"
DM170800099	460mm, 18"
DM170800098	610mm, 24"



Barra horizontal

DM170800102	438mm, 17 ^{1/4} "
-------------	----------------------------



Barra flexible horizontal, giratoria de 360°

DM170800103	470mm, 18 ^{1/2} "
-------------	----------------------------



Soporte Endo flexible

DM170800096	730mm, 28 ^{3/4} "
-------------	----------------------------



Barra de extensión vertical, Ø 25.5 mm

DM170800101	305mm, 12"
DM170800095	460mm, 18"



Barra transversal para retractor IMA

DM170798046	365mm, 14 ^{2/5} "
-------------	----------------------------




Post Acoplador

DM170800104	25X102mm, 1x4"
-------------	----------------



* función detallada de trinquete ilustrada en la página 28-29



DM170800021	Pequeño	Ø 248mm, 9 ^{3/4"}
DM170800022	Mediano	Ø 292mm, 11 ^{1/2"}
DM170800023	largo	Ø 363mm, 14 ^{1/4"}

Marco redondo



DM170800041	Pequeño	Ø 254mm, 10"
DM170800042	Mediano	Ø 300mm, 12"

Segmento de anillo, redondo, 2 piezas




DM170800011	Pequeño	300x245mm, 13 ^{1/2"} x 9 ^{1/2"}
DM170800012	Mediano	410x294mm, 16 x 11 ^{1/2"}
DM170800013	Largo	500x340mm, 19 ^{3/5"} x 13 ^{1/2"}

Marco ovalado



DM170800031	Pequeño	393x254mm, 15 ^{1/2"} x 10"
DM170800032	Mediano	538x300mm, 21 x 12"
DM170800033	Largo	544x354mm, 21 ^{1/2"} x 14"

Marco, ovalado, segmentado



DM170800035 369x381mm, 14 1/2 x 15"

Marco elíptico, segmentado



DM170800051 203x267mm, 8x10 1/2"

Marco vaginal, ovalado, ángulo de 20°



DM170800050 305x241mm, 12x9 1/2"

Marco vaginal, ovalado, segmentado



DM170800061	Pequeño 100mm, 4"
DM170800062	Mediano 150mm, 6"
DM170800063	Largo 200mm, 8"

Segmento de anillo, 2 piezas

RETRACTORES




DM170800229	38 x 279mm, 1 ¹ / ₂ x 11"
DM170800230	51 x 279mm, 2 x 11"
DM170800227	76 x 279mm, 3 x 11"
DM170800228	102 x 279mm, 4 x 11"



Con borde



DM170800237	25 x 102mm, 1 x 4"
DM170800238	38 x 168mm, 1 ¹ / ₂ x 6 ³ / ₄ "
DM170800239	51 x 168mm, 2 x 6 ³ / ₄ "
DM170800240	76 x 168mm, 3 x 6 ³ / ₄ "



DM170800247	25 x 102mm, 1 x 4"
DM170800248	38 x 168mm, 1 ¹ / ₂ x 6 ³ / ₄ "
DM170800249	51 x 168mm, 2 x 6 ³ / ₄ "
DM170800250	76 x 168mm, 3 x 6 ³ / ₄ "



Con borde



DM170800231	38 x 152mm, 1 ¹ / ₂ x 6"
DM170800232	51 x 152mm, 2 x 6"
DM170800233	76 x 152mm, 3 x 6"
DM170800234	76 x 254mm, 3 x 10"
DM170800235	102 x 215mm, 4 x 8 ¹ / ₂ "
DM170800236	51 x 254mm, 2 x 10"



DM170800360	25 x 102mm, 1 x 4"
DM170800361	25 x 127mm, 1 x 5"
DM170800362	25 x 152mm, 1 x 6"
DM170800363	25 x 178mm, 1 x 7"
DM170800364	25 x 203mm, 1 x 8"
DM170800365	51 x 102mm, 2 x 4"
DM170800366	51 x 127mm, 2 x 5"
DM170800367	51 x 152mm, 2 x 6"
DM170800368	51 x 178mm, 2 x 7"
DM170800369	51 x 203mm, 2 x 8"



RETRACTORES



DM170800241	165mm
-------------	-------

Retractor de punta Gelpi



DM170800321	Pequeño 25 x 40mm
DM170800322	Largo 25 x 80mm

Hook Scoville



DM170800343	3 dientes, 19 x 17mm
DM170800344	4 dientes, 9 x 19mm
DM170800345	6 dientes, 15 x 29mm

Retractor Rake



DM170798048	330mm, 13"
-------------	------------

Retractor IMA



DM170800311	Pequeño 22 x 72mm, 3/4 x 2 ^{3/4} "
DM170800312	Largo 23 x 98mm, 3/4 x 3 ^{3/4} "

Hoja retractora rectal



DM170800202	75 x 75mm, 3 x 3"
DM170800201	89 x 70mm, 3 ^{1/2} x 2 ^{3/4} "

Hoja retractora Balfour




DM170800251	26 x 25.5mm, 1 x 1"
DM170800252	51 x 25.5mm, 2 x 1"
DM170800253	102 x 25.5mm, 4 x 1"

Hoja retractora de gancho



DM170800221 64x143mm, 2^{1/2} x 5^{5/8}"

Hoja retractora Harrington



DM170800222 90x251mm, 3^{1/2} x 10"

Harrington Retractor Blade, modificada



Hoja retractora Kelly

DM170800208	25 x 38mm, 1 x 1 ^{1/2} "
DM170800209	25 x 63mm, 1 x 2 ^{1/2} "
DM170800210	51 x 38mm, 2 x 1 ^{1/2} "
DM170800211	51 x 63mm, 2 x 2 ^{1/2} "
DM170800212	51 x 51mm, 2 x 2"
DM170800214	51 x 76mm, 2 x 3"
DM170800215	51 x 102mm, 2 x 4"
DM170800216	51 x 127mm, 2 x 5"
DM170800217	51 x 152mm, 2 x 6"
DM170800218	51 x 200mm, 2 x 8"



Hoja retractora de venas Kelly

DM170800351	25 x 76mm, 1 x 3"
DM170800352	25 x 102mm, 1 x 4"
DM170800353	25 x 127mm, 1 x 5"
DM170800354	25 x 152mm, 1 x 6"
DM170800355	25 x 180mm, 1 x 7"
DM170800356	25 x 203mm, 1 x 8"



RETRACTORES



Cuchilla retractora Richardson

DM170800291	19 x 25mm, 3/4 x 1"
DM170800292	19 x 51mm, 3/4 x 2"
DM170800293	25 x 32mm, 1 x 1 1/4"



Hoja retractora de Deaver

DM170800261	Pequeño, 25 x 89mm, 1 x 3 1/2"
DM170800262	Largo, 25 x 127mm, 1 x 5"



Hoja retractora de Meyerdig

DM170800331	Pequeño, 60 x 17mm, 2 1/3 x 2/3"
DM170800332	Mediano, 85 x 25mm, 3 1/3 x 1"
DM170800333	Largo, 95 x 50mm, 3 3/4 x 2"



Cuchilla retractora Kocher

DM170800281	38 x 51mm, 1 1/2 x 2"
DM170800282	40 x 25mm, 1 1/2 x 1"
DM170800283	65 x 25mm, 2 1/2 x 1"
DM170800284	122 x 20mm, 2 3/4 x 3/4"
DM170800285	122 x 25mm, 2 3/4 x 1"




Hoja retractora vaginal

DM170800271	25 x 76mm, 1 x 3"
DM170800272	25 x 114mm, 1 x 4 1/2"



MECANISMOS DE TRINQUETE



MECANISMOS DE TRINQUETE



- auto retención
- Retractor giratorio
- Retractor inclinable



DM170800114



- auto retención
- Retractor inclinable



DM170800111



- Retractor giratorio
- Retractor inclinable



DM170800112



- Retractor inclinable



DM170800110