



este producto no fue
hecho con látex de
caucho natural

LAPIZ MARCADOR DE PIEL DOLPHIN

INCLUYE REGLA Y ETIQUETA AUTOADHESIVA

Lápiz marcador de piel Dolphin punta regular, con regla y etiqueta autoadhesiva, resistente a la clorhexidina, estéril en empaque individual.



Otras Especificaciones:

(Alternativa económica)

- Tipo de tinta: Tinta tradicional (Tinta violeta de genciana)
- Color de tinta: Púrpura
- Estéril con regla y etiquetas de medicamentos en blanco.
- Cantidad por caja : 50 unidades
- Procedencia: USA

Indicaciones:

Procedimientos en los que se utilizan soluciones de preparación menos agresivas como Betadine® o Yodo, marcado de pacientes antes de la cirugía, marcado de pacientes intraoperatorio. La mayoría de las aplicaciones quirúrgicas en cirugía plástica.

Código	Descripción Producto	Presentación
1460SRL-DM100	Lápiz marcador de piel Dolphin	Caja x 50 unidades





Dolphin Medical

BOLIVIA

 Av. Pirai Esq. Arumá
Edificio Sta.Mónica 2da. Planta
Of. 12 Sta. Cruz de la Sierra.

 (59 1) 7213 3393

 ventasdmb@dolphinmedical.com

CHILE

 Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

 (56 2) 2952 0165

 ventas@dolphinmedical.com

COLOMBIA

 Calle 12 No 2-35 (PH-A)
Cota - Cundinamarca

 (57) 31 7893 8018
(57) 31 7403 6110

 ventasdmc@dolphinmedical.com

PERÚ

 Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT. 2
URB Santa María de surco (piso2)
Santiago de surco, Lima

 (51) 9 3480 1987

 ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com