

DERMA-RING®

ESCALPELO DERMATOLÓGICO DESECHABLE



este producto no fue
hecho con látex de
caucho natural

USO DERMATOLÓGICO

La cureta **DERMA-RING** se utiliza para raspar lesiones de la piel y crecimientos como verrugas o melanomas. Es un instrumento de un solo extremo disponible con una punta redonda. El lazo es afilado en el interior y romo en el exterior para que la lesión se pueda quitar, pero la piel circundante no se daña. Disponible en distintas medidas para adaptarse a diferentes tamaños de lesiones 3.0mm - 4.0mm - 5.0mm - 7.0mm.

El **DERMA-RING** se esteriliza mediante radiación gamma a una dosis mínima de 2.5M Rad y tiene una vida útil de 5 años.

Características.

- Acero inoxidable
- Empaque individual estéril
- Vencimiento 5 años
- Incluye protector de punta
- Unidad de empaque Caja x 10 unidades
- Metodo de esterilización: Rayos Gamma



3mm

4mm

5mm

7mm

El Loop es afilado
en el interior y
romo en el exterior

Código	Medida	Descripción	Presentación
DM0701030	3mm	DERMA-RING	Caja x 10 unid
DM0701040	4mm	DERMA-RING	Caja x 10 unid
DM0701050	5mm	DERMA-RING	Caja x 10 unid
DM0701070	7mm	DERMA-RING	Caja x 10 unid





Dolphin Medical

BOLIVIA

📍 Av. Piraí Esq. Arumá - Edificio Santa Mónica 2da. Planta Of. 12, Santa Cruz de la Sierra

☎️ (59 1) 7213 3393

✉️ ventasdmb@dolphinmedical.com

CHILE

📍 Callao 2970 Of. 806, Las Condes - Santiago

☎️ (56 2) 2952 0165

✉️ ventas@dolphinmedical.com

COLOMBIA

📍 Cra 67 No 167 - 61 Of. 607, Bogotá

☎️ (57) 317 893 8018

✉️ ventasdmc@dolphinmedical.com

PERÚ

📍 Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT. 2 URB Santa María de Surco pisos 1 y 2 Santiago de Surco, Lima

☎️ (51) 9 3480 1987

✉️ ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com