

DERMA-PUNCH®

BISTURÍ DERMATOLÓGICO PARA BIOPSIA



este producto no fue
hecho con látex de
caucho natural

PARA BIOPSIAS DERMATOLÓGICAS

DERMA-PUNCH®

Punzón para biopsia dérmica, punta de cuchilla redondeada y afilada, que se utiliza para extraer el tejido que se va a examinar durante los procedimientos.

Especificaciones Técnicas:

- Hoja de Acero Inoxidable sin costuras y Afilada, que asegura la extracción del tejido
- Extracción segura, limpia y fácil, otorgando comodidad en la extracción
- Mango acanalado, proporciona comodidad y control en la obtención de la muestra
- Proporciona una vista clara del sitio de la biopsia
- Hoja superior de Acero Inoxidable
- Los punzones de biopsia se esterilizan mediante radiación gamma hasta una dosis mínima de 2.5M Rad y tienen una vida útil de 5 años.
- El punzón de biopsia, está disponible en una variedad de tamaños de punta



*Punta con tapa
para mayor
seguridad
durante la
manipulación y
la eliminación*



- 1mm
- 1.5mm
- 2mm
- 2.5mm
- 3mm
- 3.5mm
- 4mm
- 5mm
- 6mm
- 8mm





Medida	Referencia
1mm	DM0802510
1.5mm	DM0802515
2mm	DM0802520
2.5mm	DM0802525
3mm	DM0802530
3.5mm	DM0802535
4mm	DM0802540
5mm	DM0802550
6mm	DM0802560
8mm	DM0802580
Surtido	DM0802500

(5 de cada medida 2, 3, 4, 5 y 6mm)

BOLIVIA

Av. Piraj, 2do Anillo, Esq. Arumá
Edificio Sta. Monica 2da. Planta
Of. 8 Sta. Cruz de la Sierra

(59 1) 7213 3393

ventasdmb@dolphinmedical.com

CHILE

Cerro El Plomo 6000 Of. 503
Las Condes - Santiago

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

COLOMBIA

Calle 12 No. 2-35 Int. A,
Cota-Cundinamarca

(57) 31 7893 8018
(57) 31 7403 6110

ventasdmc@dolphinmedical.com

PERÚ

Jr. Diana Int. 2, MZ. D2, Lote. 25,
1° y 2° Piso URB Sta. María de Surco,
Santiago de Surco, Lima

(51) 9 3480 1987

ventasdmp@dolphinmedical.com