

LIFEDOP® 350R

— PARA INDICACIÓN DE FRECUENCIA CARDÍACA —

CON BATERÍA RECARGABLE

LifeDop® 350R

Es un práctico sistema doppler de mesa diseñado para detectar eficazmente el latido cardíaco del feto y controlar el flujo sanguíneo. Tiene una gran pantalla donde se indica la frecuencia cardíaca. Acepta todas las sondas **LifeDop®** no direccionales.

Características.

- Excelente sonido / altavoz de alta fidelidad con salida más alta
- Mejora de la ergonomía y apariencia general
- Dos soportes de sonda para múltiples aplicaciones



2 MHz.

- Este haz de gran angular está optimizado para la penetración profunda para el embarazo a término y pacientes más grandes.



3 MHz.

- Una sonda obstétrica de haz gran angular de uso general para la detección precoz del latido fetal.



8 MHz.

- Esta sonda vascular tiene un haz angosto para detectar el flujo sanguíneo en las venas y las arterias.





CON BATERÍA RECARGABLE

ÚNICO

2 MHz.

A prueba de Agua

- Esta sonda obstétrica es resistente al agua y está diseñada para el parto asistido con agua y la entrega aplicaciones.



ÚNICO

EchoHeart

5 MHz Transvaginal

La primera sonda Doppler fetal transvaginal en el mundo.

- Determine los latidos cardíacos fetales sin programar un examen de imágenes adicional
- Detección temprana, incluso para obesos o pacientes con útero retrovertido
- Perfecto para embarazos de alto riesgo cuando se requieren exámenes múltiples



Atril con ruedas

- Cómodo atril con ruedas y cesta para almacenamiento. Brinda mayor comodidad, movilidad y seguridad.



BOLIVIA

 Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
 (591-3) 342 2120
 ventasdmb@dolphinmedical.com
 www.dolphinmedical.com

CHILE

 Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile
 (+56) 2 2952 0165
 ventas@dolphinmedical.com
 www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

 Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia
 (+57 1) 31 3412 3620
 ventasdmc@dolphinmedical.com
 www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical