



Dolphin Medical



TROCAR
OPTCLA
de Mindray

TROCAR OPTCLA

PUNTA RETRÁCTIL

El Trocar **Optcla punta retráctil**. Punzón de corte lineal con cuchilla retráctil y seguro. Cánula anillada transparente y cabezal móvil con doble membrana que evita el escape del gas.



Ergonomía excepcional

- El diseño ergonómico ofrece mayor comodidad y mejor control.
- Minimiza el riesgo de lesiones accidentales.



Protector único

- Ayuda a evitar que el aplicador de clips dañe el sello.
- Reduce la resistencia de movimiento al máximo nivel.



Sello universal

- Cambie libremente los instrumentos entre 10,5 mm y 5 mm con un cierre fiable.




Tapa de sello desmontable

- La tapa del sello se puede bajar para la conveniencia de recuperar tejido grande.



**Cánula Anillada
Transparente**
Antideslizante



Punta Retráctil
Con seguro



Código	Descripción Producto	Presentación
121-51825	Trocar Retráctil 5,5x100mm	Caja x 6 Unid
121-01825	Trocar Retráctil 10,5x110mm	Caja x 6 Unid





Dolphin Medical

BOLIVIA



Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia



(591-3) 342 2120



ventasdmb@dolphinmedical.com



www.dolphinmedical.com

CHILE



Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile



(+56) 2 2952 0165



ventas@dolphinmedical.com



www.dolphinmedical.com

COLOMBIA



Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia



(+57 1) 31 3412 3620



ventasdmc@dolphinmedical.com



www.dolphinmedical.com