

# CINTA IDENTIFICADORA

## Para Instrumental

### IDENTIFICACIÓN SIMPLE

Las cintas de identificación **Dolphin** son una solución de identificación simple y económica para marcar instrumentos quirúrgicos.

Sus características son:

- Identificar / Marcar rápidamente los instrumentos por departamento y/o procedimiento.
- Fácil de aplicar, puede ser sometido a esterilización repetidas veces.
- Tiene más cinta por rollo, (762cm)
- Disponibles en 9 colores
- Ancho disponible 0.25" (6.35mm)
- Presentación en caja transparente NO estéril
- Métodos de esterilización: **Autoclave, ETO.**



Código	Color	Medida
T-250-01	Blanco	0,25" x 0,635 cms
T-250-01	Azul	0,25" x 0,635 cms
T-250-01	Verde	0,25" x 0,635 cms
T-250-01	Rojo	0,25" x 0,635 cms
T-250-01	Amarillo	0,25" x 0,635 cms
T-250-01	Morado	0,25" x 0,635 cms
T-250-01	Naranja	0,25" x 0,635 cms
T-250-01	Café	0,25" x 0,635 cms
T-250-01	Negro	0,25" x 0,635 cms

#### BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

#### CHILE

Callao 2970 Of. 806  
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

#### COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607  
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

#### PERÚ

Arica 655 Int 404  
Distrito Miraflores - Lima - Perú

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical