

# DERMA-PUNCH®

BISTURÍ DERMATOLÓGICO PARA BIOPSIA



## PARA BIOPSIAS DERMATOLÓGICAS

### DERMA-PUNCH®

Punzón para biopsia dérmica, punta de cuchilla redondeada y afilada, que se utiliza para extraer el tejido que se va a examinar durante los procedimientos.

#### Especificaciones Técnicas:

- Hoja de Acero Inoxidable sin costuras y Afilada, que asegura la extracción del tejido
- Extracción segura, limpia y fácil, otorgando comodidad en la extracción
- Mango acanalado, proporciona comodidad y control en la obtención de la muestra
- Proporciona una vista clara del sitio de la biopsia
- Hoja superior de Acero Inoxidable
- Los punzones de biopsia se esterilizan mediante radiación gamma hasta una dosis mínima de 2.5M Rad y tienen una vida útil de 5 años.
- El punzón de biopsia, está disponible en una variedad de tamaños de punta




*Punta con tapa para mayor seguridad durante la manipulación y la eliminación*

- 1mm
- 1.5mm
- 2mm
- 2.5mm
- 3mm
- 3.5mm
- 4mm
- 5mm
- 6mm
- 7mm
- 8mm



*Hoja afilada sin fisuras de acero inoxidable para incisiones exactas*

*Mango ergonómico diseñado para un control superior*



*Mango cóncavo proporciona una fácil recuperación de muestras*



<i>Medida</i>	<i>Referencia</i>
1mm	DM0802510
1.5mm	DM0802515
2mm	DM0802520
2.5mm	DM0802525
3mm	DM0802530
3.5mm	DM0802535
4mm	DM0802540
5mm	DM0802550
6mm	DM0802560
7mm	DM0802570
8mm	DM0802580
Surtido	DM0802500

(5 de cada medida 2, 3, 4, 5 y 6mm)

#### **BOLIVIA**

Clotilde Velasco 4760  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

#### **CHILE**

Callao 2970 Of. 806  
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

#### **COLOMBIA**

Cra 67 No 167-61 Of 607  
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

#### **PERÚ**

Arica 655 Int 404  
Distrito Miraflores - Lima - Perú

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



**Dolphin Medical**

BDERIN-26112019-VER-002