

# RETRACTOR GALAXY II SQUARE KIT



## RETRACTOR QUIRÚRGICO DESECHABLE

**El Retractor Galaxy II Square kit** es un sistema de auto-retención, que proporciona ángulos óptimos de retracción, ayudando a reducir la necesidad de asistentes brindando un completo control del campo quirúrgico. Se adapta rápidamente a las necesidades del procedimiento quirúrgico.

**El Retractor Galaxy II Square kit** es adecuado para cualquier procedimiento quirúrgico en el que desee tener una vista sin obstrucciones.

### Características:

- **Calidad:** Galaxy es el asistente perfecto, fuerte, confiable, se queda donde lo pones y no se mueve.
- **Medio ambiente:** 10% de reducción en residuos plásticos.
- **Opciones:** Dos formas, tres tipos diferentes de ganchos de sujeción. Cada retractor tiene 8 ganchos de sujeción, y dos clip de catéter.
- **Seguridad:** Uso único, sin riesgos de contaminación.

### Contenido:

- 1 Anillo Retractor desechable y estéril
- 8 ganchos de sujeción de punta aguda o roma
- 2 clip de catéter

### Indicado para

- Ginecología, Urología y Coloproctología.

El Retractor Galaxy II Square kit incluye ganchos de sujeción punta aguda o roma



**10% menos de plástico, diseño mejorado para la eficiencia.**

**El Retractor GALAXY II SQUARE KIT.** Se utiliza para retraer tejido durante procedimientos quirúrgicos.

| Código        | Medida | Descripción  | Presentación |
|---------------|--------|--|--------------|
| JUNE3001S5    | 5mm    | RETRACTOR GALAXY II SQUARE KIT<br>Incluye 8 ganchos de punta aguda | Unidad       |
| JUNE3001B12   | 12mm   | RETRACTOR GALAXY II SQUARE KIT<br>Incluye 8 ganchos de punta roma  | Unidad       |
| JUNE3003B-100 | 12mm   | GANCHO GALAXY PUNTA ROMA   | Unidad       |
| JUNE3002S-100 | 5mm    | GANCHO GALAXY PUNTA AGUDA  | Unidad       |

### BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

### CHILE

Callao 2970 Of. 806  
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

### COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607  
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

### PERÚ

Arica 655 Int 404  
Distrito Miraflores - Lima - Perú

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical