


# AGUJA DE VERRES

## PARA LA INSUFLACIÓN DE LA CAVIDAD PERITONEAL

### Especificaciones Técnicas:

- Dos tamaños de agujas disponibles 120 y 150mm
- Indicador de posición visual rojo de la aguja
- Punta afilada para fácil inserción
- Llave de paso de alto flujo
- El estilete con muelle proporciona un chasquido audible cuando pasa a través de capas de tejido
- Empaque individual estéril en ETO.
- Vencimiento no inferior a 3 años.
- Almacenar en lugar Seco a temperatura ambiente.

### Estructura interna del producto



Código	Descripción Producto	Presentación
DM02120V	Aguja de Verres Dolphin 120mm.	10 unidad
DM02150V	Aguja de Verres Dolphin 150mm.	10 unidad



# AGUJA **DE VERRRES**

**Desechable**



## **MANGO ERGONOMÉTRICO**

**Seguridad audible y visual**

### **BOLIVIA**

Clotilde Velasco 4760  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

### **CHILE**

Callao 2970 Of. 806  
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

### **COLOMBIA**

Cra 67 No 167-61 Of 607  
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

### **PERÚ**

Arica 655 Int 404  
Distrito Miraflores - Lima - Perú

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



**Dolphin Medical**

BGININ-26112019-REV-001