

FRAGATTA®

Retractor Quirúrgico Doble Anillo



El **Retractor Quirúrgico FRAGATTA®**, brinda flexibilidad y resistencia gracias a su material de TPU (Poliuretano Termoplástico), lo que otorga una retracción atraumática que distribuye la fuerza de la contracción de manera uniforme, evitando ejercer un exceso de presión sobre la incisión y tejidos adyacentes, durante el acto quirúrgico.

El **Retractor Quirúrgico FRAGATTA®** es versátil en su uso, ya que es adecuado para la cirugía de pequeñas incisiones (minilaparatomía); cirugía general, ginecológica, cesárea y abdominal.

Especificaciones Técnicas:

- Doble empaque unitario
- Presentación. 5 unidades por caja
- Producto libre de Látex
- Metodo de esterilización Oxido de Etileno (OE)
- Vigencia de esterilidad: 3 años
- Materialidad del producto: Poliuretano Termoplástico (TPU)

ESTERIL OE



Producto	Diámetro Interno (cm)	Altura (cm)	Incisión (cm)
FRAGATTA® XS	6	15	2.0 - 4.0
FRAGATTA® S	8	15	2.5 - 6.0
FRAGATTA® M	12	25	5.0 - 9.0
FRAGATTA® L	18	25	9.0 - 14.0
FRAGATTA® XL	22	25	11.0 - 17.0

Código	Descripción Producto	Presentación
DMR002040	Fragatta® XS	10 unidad
DMR002560	Fragatta® S	10 unidad
DMR005090	Fragatta® M	10 unidad
DMR090140	Fragatta® L	10 unidad
DMR110170	Fragatta® XL	10 unidad

BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

PERÚ

Arica 655 Int 404
Distrito Miraflores - Lima - Perú

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical