

GELLHORN

CON VÁSTAGO LARGO



PARA PROLAPSO DE 2do Y 3er GRADO

El pesario **Gellhorn con vástago largo** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado.

Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



El pesario **Gellhorn con vástago largo con drenajes** se usa para aliviar los síntomas de cistocele o rectocele. El vástago de este pesario se pliega fácilmente para facilitar la inserción y la extracción. Se ajusta superior y anteriormente. Entrega menos apoyo para rectoceles ya que hay menos apoyo en el segmento posterior.

Indicaciones: Útil para un prolapso uterino de segundo o tercer grado, también es útil en incontinencia.

CÓDIGO	#	CM
GD0	#0	3.80
GD1	#1	4.45
GD2	#2	5.08
GD3	#3	5.72
GD4	#4	6.35
GD5	#5	7.00
GD6	#6	7.62
GD7	#7	8.25
GD8	#8	8.90

