

RING



PARA PROLAPSO DE 1er Y 2do GRADO



El pesario **Ring** es un dispositivo confeccionado de **100% silicona blanca quirúrgica de alta calidad, libre de látex**, cuya densidad comprende entre 1,12 - 1,19 g/sqcm.

Debido a su tamaño y diferentes formas, el peso de cada uno varía, no siendo un valor significativo que afecte el uso adecuado.

Fácil de insertar, remover y limpiar, aprobados por la FDA.



*El pesario **Ring** es un anillo redondo flexible con muesca que facilita la colocación. Ayuda a sostener la uretra y el cuello de la vejiga. La membrana entrega apoyo adicional para un cistocele.*

Indicaciones: Útil para un prolapso uterino reducido de primer y segundo grado, asociado con un cistocele menor.

Código	#	CM
R0	#0	4.45
R1	#1	5.08
R2	#2	5.72
R3	#3	6.35
R4	#4	7.00
R5	#5	7.62
R6	#6	8.25
R7	#7	8.90
R8	#8	9.52
R9	#9	10.15

