

DERMA-RING®

ESCALPELO DERMATOLÓGICO DESECHABLE



este producto no fue
hecho con látex de
caucho natural



DE USO DERMATOLÓGICO

DERMA-RING

El **DERMA-RING** es un escalpelo dermatológico desechable que se utiliza para raspar lesiones en la piel y crecimientos como verrugas o melanomas. Este es un instrumento de un sólo extremo disponible con una punta de bucle redondo. El bucle está afilado en el interior y es contundente en el exterior, por lo que la lesión se puede eliminar pero la piel circundante no será dañada. Se dispone de una variedad de tamaños de punta para adaptarse a diferentes tamaños de lesiones 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 7.0 mm


El **DERMA-RING** se esteriliza mediante radiación gamma a una dosis mínima de 2.5M Rad y tiene una vida útil de 5 años.



**El Loop es afilado
en el interior y
romo en el exterior**

Características.

- Acero inoxidable
- Empaque individual (Estéril Rayos Gamma)
- Vencimiento 5 años
- Incluye protector de punta
- Unidad de empaque Caja x 10 unidades



Código	Medida	Descripción	Presentación
PC2.0	2mm	DERMA-RING	Caja x 10 unid
PC3.0	3mm	DERMA-RING	Caja x 10 unid
PC4.0	4mm	DERMA-RING	Caja x 10 unid
PC5.0	5mm	DERMA-RING	Caja x 10 unid
PC7.0	7mm	DERMA-RING	Caja x 10 unid

BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

PERÚ

Arica 655 Int 404
Distrito Miraflores - Lima - Perú

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-28092020-REV-001