



# CÁNULA HSG


## DOLPHIN

**CON BALÓN**

### Descripción

El Set para HSG con balón Dolphin se pueden utilizar para procedimientos de Histerosonografía e Histerosalpingografía que mejoran en gran medida la evaluación y análisis de patologías uterinas. El uso de catéteres con balón HSG, son procedimientos sencillos y no traumáticos para sus pacientes. Una vaina de colocación elimina la necesidad de un tenáculo o pinza Pozi. El Set para HSG está diseñado para un solo uso por paciente.

Producto de un solo uso, no volver a usar.



### Características:

- Balón de: 1.5cc
- Largo; 30cm
- 5FR (2.3MM)
- Esterilizado en ETO
- Mínimamente Invasiva
- Mínimo discomfort de la Paciente
- Libre de Látex
- Doble Lumen

**Incluye jeringa y vaina introductora**

| Código  | Descripción Producto         | Presentación |
|---------|------------------------------|--------------|
| DMBA05F | Cánula HSG Dolphin con balón | Unitaria     |

### BOLIVIA

Clotilde Velasco 4760  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591-3) 342 2120

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

### CHILE

Callao 2970 Of. 806  
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

### COLOMBIA

Cra 67 No 167-61 Of 607  
Bogotá - Colombia

(57 1) 31 3412 3620

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

### PERÚ

Arica 655 Int 404  
Distrito Miraflores - Lima - Perú

(51) 9 4027 5805

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

BGININ-04052021-REV-001